

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall Sartorius		
01511012	Blaine Testpapier							250 St.	43,00
03CP020AN	Spritzenfilter 3 mm CA 0.20µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							100 St.	64,50
03CP020AS	Spritzenfilter 3 mm CA 0.20µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							100 St.	81,80
03CP045AN	Spritzenfilter 3 mm CA 0.45µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							100 St.	64,50
03CP045AS	Spritzenfilter 3 mm CA 0.45µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							100 St.	81,80
03JP050AN	Spritzenfilter 3 mm PTFE hydrophob 0.50µm / Lösungsmittel, Säuren und Basen							100 St.	77,60
07010010	Indikatorpapier CR pH 0.4 - 1 / 7.2 - 8.8							400 Streifen	10,20
07010020	Indikatorpapier TB pH 1.4 - 3 / 8 - 9.6							400 Streifen	10,20
07010030	Indikatorpapier BPB pH 2.8 - 4.4							400 Streifen	10,20
07010040	Indikatorpapier BCG pH 4.0 - 5.6							400 Streifen	13,90
07010050	Indikatorpapier MR pH 5.4 - 7							400 Streifen	10,20
07010060	Indikatorpapier BTB pH 6.2 - 7.8							400 Streifen	10,20
07010070	Indikatorpapier AZY pH 10 - 12							400 Streifen	10,20
07010080	Indikatorpapier ALB pH 11 - 13.6							400 Streifen	10,20
07010090	Indikatorpapier PB pH 3.2 - 5.6							400 Streifen	13,90
07010100	Indikatorpapier CPR pH 5.0 - 6.6							400 Streifen	10,20
07010120	Indikatorpapier UNIV pH 1 - 11							400 Streifen	10,10
07010130	Indikatorpapier PP pH 3.4 - 6.4							400 Streifen	10,20
07010140	Indikatorpapier BCP pH 5.6 - 7.2							400 Streifen	10,20
07010150	Indikatorpapier PR pH 0 - 1.6 / 6.6 - 8.2							400 Streifen	10,20
07011010	Indikatorpapier BCG pH 4 - 5.6							6m Rolle	14,00
07011020	Indikatorpapier BTB pH 6.2 - 7.8							6m Rolle	14,00
07011030	Indikatorpapier UNIV pH 1 - 11							6m Rolle	14,00
07011040	Indikatorpapier WR pH 0 - 14							5,5m Rolle	11,60
07020010	Lackmuspapier blau 7 x 10mm							200 Streifen	6,00
07020020	Lackmuspapier rot 7 x 10mm							200 Streifen	6,00
07020030	Lackmuspapier blau 9 x 85mm							1000 Streifen	18,20
07020040	Lackmuspapier rot 9 x 85mm							1000 Streifen	18,20
1.055	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 5.5cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	4,80
1.070	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 7.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	4,80
1.090	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 9.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	6,10
1.110	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 11.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	7,50
1.125	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 12.5cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	7,70
1.150	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 15.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	11,00
1.185	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 18.5cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	16,30
1.240	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 24.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	24,90
1.285	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 28.5cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	37,70
1.300	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 30.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	42,50
1.330	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 33.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	49,90
1.360	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 36.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	57,70
1.400	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 40.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	65,90
1.485560	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 48.5x56.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	115,00
1.500	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 50.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm	4	3	617		288		100 St.	98,10
1.600	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 60.0cm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm							100 St.	144,00
1.600600	Qualitatives Filterpapier Sorte 1 600x600mm / glattes Papier für allgemeine Filtration >10µm							100 St.	140,00
1026.033	Milchsediment-Disk 33 mm weiß / Unreinheiten in Milchprodukten							50 St.	21,70
1026B.033	Milchsediment-Disk 33 mm schwarz / Unreinheiten in Milchprodukten							50 St.	32,90
131.055	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 5.5cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	7,20
131.070	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 7.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	9,00
131.090	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 9.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	11,00
131.110	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 11.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	12,50
131.125	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 12.5cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	16,00
131.150	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 15.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	23,40
131.185	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 18.5cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	32,30
131.240	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 24.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	50,60
131.285	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 28.5cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	67,10
131.300	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 30.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	80,40
131.330	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 33.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	102,00
131.360	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 36.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	108,00
131.400	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 40.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	123,00
131.485560	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 48.5x56.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618		290		100 St.	216,00

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Millipore	Pall		
131.500	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 50.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm	3 / 6 / 598	106	618			290	100 St.	192,00
131.600	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 60.0cm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm							100 St.	252,00
131.600600	Qualitatives Filterpapier Sorte 131 600x600mm / hohe Retention, niedrige Flussraten, für <5µm							100 St.	244,00
13CP020AN	Spritzenfilter 13 mm CA 0.20µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							100 St.	121,00
13CP020AS	Spritzenfilter 13 mm CA 0.20µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							100 St.	133,00
13CP045AN	Spritzenfilter 13 mm CA 0.45µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole	Puradisc 13					4602 (PES)	100 St.	121,00
13CP045AS	Spritzenfilter 13 mm CA 0.45µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole						4604 (PES)	100 St.	133,00
13HP020AN	Spritzenfilter 13 mm PTFE hydrophil Lösungsmittel u. wässrige Lösungen 0.20µm							100 St.	128,00
13HP020CN	Spritzenfilter 13 mm PTFE hydrophil Lösungsmittel u. wässrige Lösungen 0.20µm, "Blister-Pkg."							50 St.	124,00
13HP045AN	Spritzenfilter 13 mm PTFE hydrophil Lösungsmittel u. wässrige Lösungen 0.45µm							100 St.	126,00
13HP045CN	Spritzenfilter 13 mm PTFE hydrophil Lösungsmittel u. wässrige Lösungen 0.45µm, "Blister Pkg."							50 St.	124,00
13JP020AN	Spritzenfilter 13 mm PTFE hydrophob Lösungsmittel, Säuren und Basen 0.20µm	Puradisc 13					SJFG 4423 17575 K	100 St.	124,00
13JP050AN	Spritzenfilter 13 mm PTFE hydrophob Lösungsmittel, Säuren und Basen 0.50µm	Puradisc 13					SJFH 4422 17574 K	100 St.	124,00
17301000	Spritzenhalter Typ KS 13, Edelstahl							1 St.	79,60
17301200	Spritzenhalter Typ KS 25, SS304							1 St.	143,00
17301700	Filterhalter Typ KS 90, SS304							1 St.	938,00
17301800	Filterhalter Typ KS-90-ST, Sanitär, 316SS Edelstahl							1 St.	1.555,00
17301900	Filterhalter Typ KS 142, SS304							1 St.	1.551,00
17302100	Filterhalter Typ KS 142 ST, SS304							1 St.	2.034,00
17302500	Filterhalter Typ KS 293, SS304							1 St.	3.083,00
17302700	Filterhalter Typ KS 293 ST, SS304							1 St.	3.407,00
17304500	Gasleitungshalter Typ LS 25, Edelstahl							1 St.	157,00
17304700	Gasleitungshalter Typ LS 47, Edelstahl							1 St.	309,00
17304900	Hochdruck-Halter Typ LS 47 HP, Edelstahl							1 St.	884,00
17307000	Sanitär In-line-Halter Typ KS 25 F, SS304							1 St.	298,00
17307200	Sanitär In-line-Halter Typ KS 47 F, SS304							1 St.	571,00
17307400	In-line-Halter mit Überdruckventil Typ KS 47, SS304							1 St.	639,00
17311200	Filterhalter Typ KG-25							1 St.	170,00
17311300	Filterhalter Typ KGS-25							1 St.	180,00
17311400	Filterhalter Typ KG-47							1 St.	218,00
17311500	Filterhalter Typ KGS-47							1 St.	210,00
17311600	Filterhalter Typ KGS-47-TF							1 St.	254,00
17312100	Filterhalter Typ KG-90							1 St.	660,00
17312200	Filterhalter Typ KGS-90							1 St.	624,00
17312600	Filterhalter Typ KSF-47							1 St.	883,00
17313100	3-Station-Absaugleiste Typ KM3N, SS304							1 St.	1.090,00
17313300	6-Station-Absaugleiste Typ KM6N, SS304							1 St.	1.894,00
17313400	3-Station-Absaugleiste Typ KMP 3, PVC							1 St.	776,00
17313600	6-Station-Absaugleiste Typ KMP 6, PVC							1 St.	1.185,00
2.055	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 5.5cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	5,90
2.070	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 7.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	5,90
2.090	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 9.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	6,90
2.110	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 11.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	7,80
2.125	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 12.5cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	10,00
2.150	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 15.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	14,00
2.185	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 18.5cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	20,80
2.240	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 24.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	31,10
2.285	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 28.5cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	43,50
2.300	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 30.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	49,30
2.330	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 33.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	59,90
2.360	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 36.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	71,30
2.400	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 40.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	75,00
2.485560	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 48.5 x 56cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	150,00
2.500	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 50.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	150,00
2.600	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 60.0cm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	175,00
2.600600	Qualitatives Filterpapier Sorte 2 600x600mm / glattes Papier für 5-10µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	175,00
231.055	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 5.5cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	9,00
231.070	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 7.0cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	10,50
231.090	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 9.0cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	11,60
231.110	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 11.0cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	11,20
231.125	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 12.5cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	16,00

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis		
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall			Sartorius	
231.150	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 15.0cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	22,90		
231.185	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 18.5cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	31,80		
231.485560	Qualitatives Filterpapier Sorte 231 48.5 x 56cm / allgemeine Filtration für 8µm	1 / 595	1F	615			289	100 St.	202,00		
232.055	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 5.5 cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	6,90		
232.070	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 7.0 cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	9,00		
232.090	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 9.0 cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	10,00		
232.110	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 11.0cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	13,20		
232.125	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 12.5cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	16,10		
232.150	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 15.0cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	23,10		
232.185	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 18.5cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	34,90		
232.485560	Qualitatives Filterpapier Sorte 232 48.5x56cm / dünnes Papier, für 5µm	2	150	616md			292	100 St.	94,50		
235.055	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 5.5cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	10,10		
235.070	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 7.0cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	13,30		
235.090	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 9.0cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	14,80		
235.110	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 11.0cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	18,10		
235.125	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 12.5cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	25,00		
235.150	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 15.0cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	35,60		
235.185	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 18.5cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	52,60		
235.485560	Qualitatives Filterpapier Sorte 235 48.5 x 56cm / glattes, dichtes Papier für kristalline Ablagerungen	5 / 602eh	120H	619de			291	100 St.	347,00		
25AS020AN	Spritzenfilter 25 mm MCE 0.20µm / extrem porös, für Proteinbindung							50 St.	66,40		
25AS020AS	Spritzenfilter 25 mm MCE 0.20µm steril / extrem porös, für Proteinbindung							50 St.	86,70		
25AS045AN	Spritzenfilter 25 mm MCE 0.45µm / extrem porös, für Proteinbindung							50 St.	66,40		
25AS045AS	Spritzenfilter 25 mm MCE 0.45µm steril / extrem porös, für Proteinbindung							50 St.	86,70		
25CS020AN	Spritzenfilter 25 mm CA 0.20µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							50 St.	69,90		
25CS020AS	Spritzenfilter 25 mm CA 0.20µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole					4612 (PES)	17597 K	50 St.	85,40		
25CS045AN	Spritzenfilter 25 mm CA 0.45µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							50 St.	69,90		
25CS045AS	Spritzenfilter 25 mm CA 0.45µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole					4614 (PES)	16555 K	50 St.	85,40		
25CS080AN	Spritzenfilter 25 mm CA 0.80µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							50 St.	69,90		
25CS080AS	Spritzenfilter 25 mm CA 0.80µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole					4618 (PES)		50 St.	85,40		
25HP020AN	Spritzenfilter 25 mm PTFE hydrophil 0.20µm / Lösungsmittel und wässrige Lösungen						SLLGH	100 St.	214,00		
25HP045AN	Spritzenfilter 25 mm PTFE hydrophil 0.45µm / Lösungsmittel und wässrige Lösungen						SLLGH	100 St.	214,00		
25JP020AN	Spritzenfilter 25 mm PTFE hydrophob 0.20µm / Lösungsmittel, Säuren und Basen	6784-2502					SLFG	4225	17575 K	50 St.	134,00
25JP020AS	Spritzenfilter 25 mm PTFE hydrophob 0.20µm steril / Lösungsmittel, Säuren und Basen									50 St.	175,00
25JP050AN	Spritzenfilter 25 mm PTFE hydrophob 0.50µm / Lösungsmittel, Säuren und Basen	6784-2504					SLSR	4219	17576 K	50 St.	134,00
2S.055	Phasentrennpapier Sorte 2S 5.5cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	15,30	
2S.070	Phasentrennpapier Sorte 2S 7.0cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	17,60	
2S.090	Phasentrennpapier Sorte 2S 9.0cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	25,50	
2S.110	Phasentrennpapier Sorte 2S 11.0cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	32,80	
2S.125	Phasentrennpapier Sorte 2S 12.5cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	41,20	
2S.150	Phasentrennpapier Sorte 2S 15.0cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	56,40	
2S.185	Phasentrennpapier Sorte 2S 18.5cm / trennt wässrige von nichtwässrigen Lösungen	1PS	124	616WA				480	100 St.	87,00	
37AS245BS	37mm Monitor 2-teilig 0.45µm weiß mit Gitter steril / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	105,00	
37AS245BS-HE	37mm Monitor 2-teilig 0.45µm weiß mit Gitter steril HE / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	122,00	
37AS245PS-HE	37mm Monitor 2-teilig 0.45µm schwarz mit Gitter steril HE / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	131,00	
37AS345BS	37mm Monitor 3-teilig 0.45µm weiß mit Gitter steril / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	122,00	
37AS345PS	37mm Monitor 3-teilig 0.45µm schwarz mit Gitter steril / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	131,00	
37AS380AN	37mm Monitor 3-teilig 0.80µm weiß / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	122,00	
37AS380BS	37mm Monitor 3-teilig 0.80µm weiß mit Gitter steril / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	122,00	
37OS200ON	Monitor unmontiert 2-teilig / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	68,70	
37OS300ON	Monitor unmontiert 3-teilig / mikrobiologische Untersuchung von Gasen und Flüssigkeiten								50 St.	90,50	
39651001	Ultrafiltrationsmodul nach Molekulargewicht USY-1 (10000)								24 St.	119,00	
39651005	Ultrafiltrationsmodul nach Molekulargewicht USY-5 (50000)								24 St.	120,00	
39651020	Ultrafiltrationsmodul nach Molekulargewicht USY-20 (200000)								24 St.	120,00	
42004010	Petrischale, 54mm AD x 11mm, geeignet für Zellkultur auf 47mm Membranen, steril								100 St.	28,10	
42004020	Petrischale mit Cellulose-Matte, 54mm AD x 11mm, geeignet für Zellkultur auf 47mm Membranen, steril								100 St.	32,00	
43301010	Aseptischer Filterhalter, Polysulfone, Typ KP-47S								1 St.	90,20	
43301020	Aseptischer Filterhalter, Polysulfone, Typ KP-47U								1 St.	65,30	
43301030	Filterhalter, Polysulfone, Typ KP-47H								1 St.	60,40	
43301050	Filterhalter, Weithals, Polysulfone, Typ KP-47W								1 St.	76,00	
43303010	In-Line-Filterhalter Typ PP 25, Polypropylen								6 St.	78,00	
43303020	In-line-Halter Typ PP 47, Polypropylen								1 St.	45,60	

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
43307010	In-Line-Filterhalter Typ PFA 25, PFA							1 St.	108,00
43307020	In-Line-Filterhalter Typ PFA 47, PFA							1 St.	251,00
49005010	Antibiotic-Array-Disks 8mm 1,5mm Stärke							1000 St	32,80
49005020	Antibiotic-Array-Disks 8mm 0,7mm Stärke							1000 St	32,80
49005040	Antibiotic-Array-Disks 6mm 0,7mm Stärke							1000 St	32,80
49006010	Antibiotic-Array-Disks 10mm 1,1mm Stärke - zum Nachweis von antimikrobiellen Substanzen im Fleisch							1000 St	58,50
49007010	Antibiotic-Array-Disks 10mm 1,5mm Stärke - zum Nachweis von Benzylpenicillin							100 St.	7,30
4A.055	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 5.5cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	13,30
4A.070	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 7.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	16,20
4A.090	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 9.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	19,80
4A.110	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 11.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	25,60
4A.125	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 12.5cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	30,10
4A.150	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 15.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	42,40
4A.185	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 18.5cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	62,70
4A.240	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 24.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	81,00
4A.285	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 28.5cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	144,00
4A.300	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 30.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	158,00
4A.330	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 33.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	155,00
4A.360	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 36.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	223,00
4A.400	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 40.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	261,00
4A.485560	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 48.5 x 56cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	413,00
4A.500	Aschefreies gehärtetes Papier Sorte 4A 50.0cm / kristalline Ablagerungen <5µm	50 / 1575	4/N	1674			1291	100 St.	380,00
50.600600	Blotting/Chromatographie Papier Sorte 50 60x60cm	20 Chr		214				50 St.	128,00
50CP020AN	Spritzenfilter/In-Line 50mm CA 0.20µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							10 St.	70,90
50CP020AS	Spritzenfilter/In-Line 50mm CA 0.20µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							10 St.	79,50
50CP045AN	Spritzenfilter/In-Line 50mm CA 0.45µm / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							10 St.	70,90
50CP045AS	Spritzenfilter/In-Line 50mm CA 0.45µm steril / wässrige Proteinlösungen, viele Alkohole							10 St.	79,50
50JP020AN	Spritzenfilter/In-Line 50mm PTFE hydrophob 0.20µm / Lösungsmittel, Säuren und Basen 0.20µm	6720-5002				SLFG		10 St.	86,50
50JP020AS	Spritzenfilter/In-Line 50mm PTFE hydrophob 0.20µm steril / Lösungsmittel, Säuren und Basen 0.20µm							10 St.	93,40
50JP050AN	Spritzenfilter/In-Line 50mm PTFE hydrophob 0.50µm / Lösungsmittel, Säuren und Basen	6720-5045				SLFH		10 St.	86,50
514A.460570	Blotting/Chromatographie Papier Sorte 1514A 46 x 57cm	3MM Chr	FN 100	218 B			FN 100	100 St.	211,00
51B.460570	Blotting/Chromatographie Papier Sorte 151B 46 x 57cm	1 Chr		261			BF 1	100 St.	134,00
526.600600	Blotting/Chromatographie Papier Sorte 526 60x60cm	17 Chr	BF 3	827 B			BF 3	50 St.	335,00
590.600600	Blotting/Chromatographie Papier Sorte 590 60x60cm							50 St.	353,00
5A.055	Aschefreies Papier Sorte 5A 5.5 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	14,20
5A.070	Aschefreies Papier Sorte 5A 7.0 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	18,00
5A.090	Aschefreies Papier Sorte 5A 9.0 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	21,00
5A.110	Aschefreies Papier Sorte 5A 11.0 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	26,10
5A.125	Aschefreies Papier Sorte 5A 12.5 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	30,70
5A.150	Aschefreies Papier Sorte 5A 15.0 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	41,60
5A.185	Aschefreies Papier Sorte 5A 18.5 cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	63,50
5A.240	Aschefreies Papier Sorte 5A 24.0 cm / Ablagerungen >10µm							100 St.	106,00
5A.285	Aschefreies Papier Sorte 5A 28.5cm / Ablagerungen >10µm							100 St.	144,00
5A.300	Aschefreies Papier Sorte 5A 30.0cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	164,00
5A.330	Aschefreies Papier Sorte 5A 33.0cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	171,00
5A.360	Aschefreies Papier Sorte 5A 36.0cm / Ablagerungen >10µm							100 St.	230,00
5A.400	Aschefreies Papier Sorte 5A 40.0cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	294,00
5A.485560	Aschefreies Papier Sorte 5A 48.5x56.0cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	433,00
5A.500	Aschefreies Papier Sorte 5A 50.0cm / Ablagerungen >10µm	41 / 589(1)	0OR	640w			388	100 St.	400,00
5B.055	Aschefreies Papier Sorte 5B 5.5cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	14,20
5B.070	Aschefreies Papier Sorte 5B 7.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	16,20
5B.090	Aschefreies Papier Sorte 5B 9.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	21,00
5B.110	Aschefreies Papier Sorte 5B 11.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	25,30
5B.125	Aschefreies Papier Sorte 5B 12.5cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	30,70
5B.150	Aschefreies Papier Sorte 5B 15.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	41,60
5B.185	Aschefreies Papier Sorte 5B 18.5cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	63,00
5B.240	Aschefreies Papier Sorte 5B 24.0cm / Partikelchen 5-10µm							100 St.	94,50
5B.285	Aschefreies Papier Sorte 5B 28.5cm / Partikelchen 5-10µm							100 St.	150,00
5B.300	Aschefreies Papier Sorte 5B 30.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	162,00
5B.330	Aschefreies Papier Sorte 5B 33.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	170,00
5B.360	Aschefreies Papier Sorte 5B 36.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	228,00

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)					Packungsgröße	Preis	
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore			Pall
5B.400	Aschefreies Papier Sorte 5B 40.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	291,00
5B.485560	Aschefreies Papier Sorte 5B 48.5x56.0mm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	429,00
5B.500	Aschefreies Papier Sorte 5B 50.0cm / Partikelchen 5-10µm	40 / 589(2)	OOK	640m			392	100 St.	396,00
5C.055	Aschefreies Papier Sorte 5C 5.5cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	13,50
5C.070	Aschefreies Papier Sorte 5C 7.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	16,70
5C.090	Aschefreies Papier Sorte 5C 9.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	21,00
5C.110	Aschefreies Papier Sorte 5C 11.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	26,10
5C.125	Aschefreies Papier Sorte 5C 12.5cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	30,70
5C.150	Aschefreies Papier Sorte 5C 15.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	41,60
5C.185	Aschefreies Papier Sorte 5C 18.5cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	63,50
5C.240	Aschefreies Papier Sorte 5C 24.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	94,50
5C.285	Aschefreies Papier Sorte 5C 28.5cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	146,00
5C.300	Aschefreies Papier Sorte 5C 30.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	164,00
5C.330	Aschefreies Papier Sorte 5C 33.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	171,00
5C.360	Aschefreies Papier Sorte 5C 36.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	236,00
5C.400	Aschefreies Papier Sorte 5C 40.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	380,00
5C.485560	Aschefreies Papier Sorte 5C 48.5x56.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	433,00
5C.500	Aschefreies Papier Sorte 5C 50.0cm / feine Ablagerungen <5µm	42	OOH	640md			391	100 St.	405,00
6.055	Aschefreies Papier Sorte 6 5.5cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	13,50
6.070	Aschefreies Papier Sorte 6 7.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	16,60
6.090	Aschefreies Papier Sorte 6 9.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	21,20
6.110	Aschefreies Papier Sorte 6 11.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	25,60
6.125	Aschefreies Papier Sorte 6 12.5cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	31,10
6.150	Aschefreies Papier Sorte 6 15.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	43,60
6.185	Aschefreies Papier Sorte 6 18.5cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	65,70
6.240	Aschefreies Papier Sorte 6 24.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	100,00
6.285	Aschefreies Papier Sorte 6 28.5cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	144,00
6.300	Aschefreies Papier Sorte 6 30.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	162,00
6.330	Aschefreies Papier Sorte 6 33.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	171,00
6.360	Aschefreies Papier Sorte 6 30.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	230,00
6.400	Aschefreies Papier Sorte 6 40.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	290,00
6.485560	Aschefreies Papier Sorte 6 48.5x56.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	424,00
6.500	Aschefreies Papier Sorte 6 50.0cm / mittelfeine Partikelchen 2-10µm	44 / 589(3)	OOA	640d			390	100 St.	394,00
7.055	Aschefreies Papier Sorte 7 5.5cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	14,90
7.070	Aschefreies Papier Sorte 7 7.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	17,70
7.090	Aschefreies Papier Sorte 7 9.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	21,30
7.110	Aschefreies Papier Sorte 7 11.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	26,10
7.125	Aschefreies Papier Sorte 7 12.5cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	32,80
7.150	Aschefreies Papier Sorte 7 15.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	44,60
7.185	Aschefreies Papier Sorte 7 18.5cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	67,20
7.240	Aschefreies Papier Sorte 7 24.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	107,00
7.285	Aschefreies Papier Sorte 7 28.5cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	153,00
7.300	Aschefreies Papier Sorte 7 30.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	174,00
7.330	Aschefreies Papier Sorte 7 33.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	191,00
7.400	Aschefreies Papier Sorte 7 40.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	312,00
7.485560	Aschefreies Papier Sorte 7 48.5x56.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	418,00
7.500	Aschefreies Papier Sorte 7 50.0cm / höchste Reinheit, mittlere Partikelchen 5 - 10µm	43	OOM	640dd			389	100 St.	425,00
8100020	Einweg Vakuumfiltrationsmodul 0,20µm VH020P							10 St.	106,00
8100050	Einweg Vakuumfiltrationsmodul 0,50µm VH050P							10 St.	106,00
84.199	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 90 x 19mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	66,30
84.209X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 90 x 20mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,80
84.226	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 65 x 22mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	66,30
84.228	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 80 x 22mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,50
84.229X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 90 x 22mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,80
84.250	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 100 x 25mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,50
84.256	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 60 x 25mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,50
84.258	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 80 x 25mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,50
84.259	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 90 x 25mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	68,80
84.259X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 90 x 25mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	67,20
84.280	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 100 x 28mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	74,40
84.280X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 100 x 28mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	69,10

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)					Packungsgröße	Preis	
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore			Pall
84.300	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 100 x 30mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	74,40
84.300X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 100 x 30mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	77,90
84.308	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 80 x 30mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	74,40
84.330	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 100 x 33mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	83,00
84.332X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 120 x 33mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	75,60
84.338	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 80 x 33mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	83,00
84.339	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 94 x 33mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	75,60
84.352X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 120 x 35mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	77,10
84.405X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 150 x 40mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	94,70
84.432	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 123 x 43mm ID / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	100,00
84.455X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 155 x 45mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	101,00
84.535X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 150 x 53mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	114,00
84.600X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 200 x 60mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	139,00
84.751X	Extraktionshülsen Sorte 84 Cellulose 210 x 75mm AD / nach Soxhlet für organische Verbindungen	2800 / 603	30	645			30	25 St.	231,00
86R.199	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 90 x 19mm ID / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	118,00
86R.209X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 90 x 20mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	122,00
86R.229X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 90 x 22mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	118,00
86R.250	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 100 x 25mm ID / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	124,00
86R.259	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 90 x 25mm ID / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	124,00
86R.259X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 90 x 25mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	124,00
86R.280X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 100 x 28mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	124,00
86R.300	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 100 x 30mm ID / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	118,00
86R.300X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 100 x 30mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	124,00
86R.308	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 80 x 30mm ID / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	124,00
86R.332X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 120 x 33mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	128,00
86R.352X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 120 x 35mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	121,00
86R.405X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 150 x 40mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	180,00
86R.432	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 132 x 43mm ID / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	212,00
86R.455X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 150 x 45mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	194,00
86R.535X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 150 x 53mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	214,00
86R.600X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 200 x 60mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	237,00
86R.751X	Extraktionshülsen Sorte 86R Glasfaser 210 x 75mm AD / Hochtemperatur Extraktion oder Staubmonitoring	HP-GF / 603g	40	649			40	25 St.	430,00
88R.199	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 90 x 19mm ID / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	166,00
88R.209X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 90 x 20mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	174,00
88R.229X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 90 x 22mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	174,00
88R.250	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 100 x 25m ID / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	164,00
88R.259X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 90 x 25mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	10 St.	71,30
88R.280X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 100 x 28mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	174,00
88R.300	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 100 x 30mm ID / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	165,00
88R.300X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 100 x 30mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	174,00
88R.308	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 80 x 30mm ID / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	165,00
88R.332X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 120 x 33mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	183,00
88R.352X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 120 x 35mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	183,00
88R.405X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 150 x 40mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	251,00
88R.455X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 155 x 45mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	258,00
88R.535X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 150 x 53mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	301,00
88R.600X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 200 x 60mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	338,00
88R.751X	Extraktionshülsen Sorte 88R Silicafaser 210 x 75mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	25 St.	579,00
88RH.259X	Extraktionshülsen Sorte 88RH Silicafaser 90 x 25mm AD / Extraktionen bis 1000 °C	2814	T923				T923	10 St.	80,00
89.259X	Extraktionshülsen Sorte 89 PTF E-Faser 90 x 25mm AD / besonders inert							10 St.	262,00
89S.259X	Extraktionshülsen Sorte 89S PTFE-/Silicafaser 90 x 25mm AD / besonders inert und temperaturstabil							10 St.	198,00
A010A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	104,00
A010A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						113 (Zellulosenitrat)	100 St.	127,00
A010A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						113 (Zellulosenitrat)	100 St.	172,00
A010A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	161,00
A010A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							25 St.	113,00
A010A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						113 (Zellulosenitrat)	25 St.	198,00
A010A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.10µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						113 (Zellulosenitrat)	25 St.	453,00
A020A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	47,00
A020A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 24					113 (Zellulosenitrat)	100 St.	54,40
A020A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 24					113 (Zellulosenitrat)	100 St.	73,60

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis		
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Millipore	Pall			Sartorius	
A020A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 24						113 (Zellulosenitrat)	100 St.	80,10	
A020A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							113 (Zellulosenitrat)	25 St.	55,10	
A020A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 24						113 (Zellulosenitrat)	25 St.	96,00	
A020A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							113 (Zellulosenitrat)	25 St.	231,00	
A020B025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.20µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	65,40	
A020B047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.20µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	88,60	
A020G047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 0.20µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10401770							100 St.	82,80	
A020H047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.20µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					GSWG		114 (Zellulosenitrat)	100 St.	82,80	
A020J047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.20µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	133,00	
A020K047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE HE weiß/Gitter 0.20mm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	133,00	
A030A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	49,30	
A030A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 24						113 (Zellulosenitrat)	100 St.	57,00	
A030A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							113 (Zellulosenitrat)	100 St.	77,30	
A030A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	78,50	
A030A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								25 St.	57,80	
A030A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							113 (Zellulosenitrat)	25 St.	101,00	
A030A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.30µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							113 (Zellulosenitrat)	25 St.	242,00	
A045A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWP GN-6	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	47,00
A045A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWP GN-6	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	54,40
A045A037A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 37mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								113 (Zellulosenitrat)	100 St.	60,80
A045A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWP GN-6	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	73,60
A045A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	80,40
A045A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	55,10
A045A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWP GN-6	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	96,00
A045A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							HAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	231,00
A045B013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.45µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							HAWG	100 St.	70,00	
A045B025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.45µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWG GN-6	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	70,00
A045B037A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.45µm 37mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	94,90	
A045B047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWG GN-6	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	94,90
A045B050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.45µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 25						HAWG	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	103,00
A045G047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10401670							100 St.	76,70	
A045G050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 0.45µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10401672							100 St.	83,50	
A045H047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10406870						HAWG	66278 114 (Zellulosenitrat)	100 St.	40,60
A045H047W	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								1000 St.	316,00	
A045H050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.45µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10406872						66539 114 (Zellulosenitrat)	100 St.	90,30	
A045H082A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.45µm 82mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	451,00	
A045H085A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.45µm 85mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	451,00	
A045J047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE HE 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	134,00	
A045K047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE HE 0.45µm weiß/Gitter 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	134,00	
A045N025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE HE 0.45µm schwarz 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	104,00	
A045N047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE HE 0.45µm schwarz 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	149,00	
A045P025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter 0.45µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	110,00	
A045P047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	153,00	
A045R047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter steril 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							HABG	130 (Zellulosenitrat)	100 St.	76,90
A045R047W	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter steril 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							HABG	130 (Zellulosenitrat)	1000 St.	393,00
A045R050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter steril 0.45µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10409772							130 (Zellulosenitrat)	100 St.	98,70
A045U025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün 0.45µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	111,00	
A045U047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	148,00	
A045V025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün/Gitter 0.45µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	95,70	
A045V047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün/Gitter 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	127,00	
A045W047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün/Gitter steril 0.45µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10409470							100 St.	100,00	
A045W050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün/Gitter steril 0.45µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	10409472							100 St.	98,50	
A065A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	50,20	
A065A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							DAWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	58,10
A065A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 26						DAWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	79,60
A065A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.	ME 26						DAWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	85,60
A065A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							DAWP	25 St.	57,00	
A065A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							DAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	98,80
A065A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.65µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							DAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	237,00
A065B013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.65µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	69,90	
A065B025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.65µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.								100 St.	69,80	

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis	
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Millipore	Pall			Sartorius
A065B047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.65µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						113 (Zellulosenitrat)	100 St.	94,30	
A065B050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.65µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	103,00	
A065G047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 0.65µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	76,70	
A065H047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.65µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					HCWG	114 (Zellulosenitrat)	100 St.	81,10	
A065H050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.65µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						114 (Zellulosenitrat)	100 St.	90,30	
A080A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	47,00	
A080A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWP	GN-4	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	54,40
A080A037A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 37mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 27		113 (Zellulosenitrat)	100 St.	60,90
A080A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 27		113 (Zellulosenitrat)	100 St.	74,50
A080A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 27		113 (Zellulosenitrat)	100 St.	79,60
A080A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWP		113 (Zellulosenitrat)	25 St.	57,00
A080A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWP		113 (Zellulosenitrat)	25 St.	96,00
A080A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 0.80µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 27		113 (Zellulosenitrat)	25 St.	231,00
A080B013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.80µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWG		100 St.	70,00	
A080B025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.80µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWG	GN-4	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	70,00
A080B037A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.80µm 37mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	94,80	
A080B047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AAWG	GN-4	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	94,80
A080B050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter 0.80µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							113 (Zellulosenitrat)	100 St.	103,00
A080G047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					10400970		100 St.	76,70	
A080H047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 0.80µm weiß/Gitter 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							114 (Zellulosenitrat)	100 St.	40,60
A080H047W	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 0.80µm weiß/Gitter 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							1000 St.	333,00	
A080H050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 0.80µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							114 (Zellulosenitrat)	100 St.	86,10
A080N013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz 0.80µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	87,10	
A080N047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	126,00	
A080P013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter 0.80µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	93,10	
A080P025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter 0.80µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	92,40	
A080P047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	131,00	
A080R047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter steril 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					AABG	130 (Zellulosenitrat)	100 St.	73,00	
A080R047W	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE schwarz/Gitter steril 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							1000 St.	528,00	
A080V047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE grün/Gitter 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	172,00	
A080X025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE Opticlear 0.80µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	91,00	
A080X025B	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter Opticlear 0.80µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	70,10	
A080X037A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE Opticlear 0.80µm 37mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	81,40	
A080X037B	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter Opticlear 0.80µm 37mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	81,40	
A080X047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE Opticlear 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	100,00	
A080X047B	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter Opticlear 0.80µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	100,00	
A100A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					RAWP		100 St.	50,20	
A100A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 28	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	58,10	
A100A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 28	RAWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	79,60
A100A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 28	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	85,80	
A100A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						RAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	60,90
A100A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						RAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	98,80
A100A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 1.0µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						RAWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	237,00
A100G047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 1.0µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	82,80	
A100H050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE weiß/Gitter steril 1.0µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							114 (Zellulosenitrat)	100 St.	87,60
A300A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					SSWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	51,00	
A300A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 29	SSWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	58,10
A300A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 29	SSWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	79,40
A300A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 29	SSWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	86,60
A300A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SSWP	25 St.	55,10	
A300A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SSWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	98,80
A300A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 3.0µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SSWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	237,00
A300G047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 3.0µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	76,60	
A300G050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE steril 3.0µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.							100 St.	81,10	
A500A013A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 13mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 29	SCWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	51,00
A500A025A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 25mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 29	SCWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	58,10
A500A047A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 47mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.					ME 29	SCWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	78,70
A500A050A	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 50mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SCWP	113 (Zellulosenitrat)	100 St.	85,80
A500A090C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 90mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SCWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	63,70
A500A142C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 142mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SCWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	98,80
A500A293C	gemischte Zelluloseester-Membranfilter MCE 5.0µm 293mm / Mehrzweckfilter, Mikrobiologie, Luftmonitoring etc.						SCWP	113 (Zellulosenitrat)	25 St.	237,00

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
B200G047A	sterile Absorbent Cellulose Pads 47 mm							100 St.	28,30
C020A013A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 13mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 001	6,8E+10			111	100 St.	49,60
C020A025A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 25mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 66	700 004	6,8E+10			111	100 St.	57,60
C020A037A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 37mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	63,70
C020A047A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 47mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 66	700 011	6,8E+10			111	100 St.	77,10
C020A090C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 90mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 023	6,8E+10			111	25 St.	60,20
C020A142C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 142mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 66	700 025	6,8E+10			111	25 St.	105,00
C020A293C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.20µm 293mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 66	700 036	6,8E+10			111	25 St.	243,00
C020G047A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA steril 0.20µm 47mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	88,90
C045A013A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 13mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 67	700 002	6,8E+10			111	100 St.	49,60
C045A025A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 25mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 67	700 005	6,8E+10			111	100 St.	57,60
C045A037A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 37mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	63,70
C045A047A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 47mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 67	700 012	6,8E+10			111	100 St.	77,10
C045A090C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 90mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 024	6,8E+10			111	25 St.	60,20
C045A142C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 142mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	OE 67	700 027	6,8E+10			111	25 St.	105,00
C045A293C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.45µm 293mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 038	6,8E+10			111	25 St.	242,00
C045G047A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA steril 0.45µm 47mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	90,70
C045G085A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA steril 0.45µm 85mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	242,00
C080A013A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 13mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 003	6,8E+10			111	100 St.	49,60
C080A025A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 25mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 007	6,8E+10			111	100 St.	57,60
C080A037A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 37mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	63,80
C080A047A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 47mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie	ST 68	700 014	6,8E+10			111	100 St.	77,90
C080A090C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 90mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							25 St.	60,30
C080A142C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 142mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 030	6,8E+10			111	25 St.	105,00
C080A293C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 0.80µm 293mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie		700 036	6,8E+10			111	25 St.	242,00
C300A013A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 13mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	53,90
C300A025A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 25mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	57,60
C300A037A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 37mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	63,80
C300A047A	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 47mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							100 St.	77,10
C300A090C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 90mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							25 St.	60,20
C300A142C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 142mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							25 St.	105,00
C300A293C	Zelluloseacetat-Membranfilter CA 3.0µm 293mm / Enzymlösungen, diagnostische Zytologie							25 St.	242,00
CCF-010-C1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1/4" NPTM 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-010-C1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1/2" NPTM 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCF-010-C1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 3/8" Barb 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-010-C1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-010-D1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1/4" NPTM 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-010-D1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1/2" NPTM 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-010-D1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 3/8" Barb 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-010-D1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-010-E1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1/4" NPTM 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-010-E1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1/2" NPTM 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-010-E1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 3/8" Barb 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-010-E1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-020-C1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-020-C1BS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCF-020-C1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCF-020-C1DS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCF-020-C1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-020-C1HS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCF-020-C1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-020-D1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-020-D1BS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-020-D1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-020-D1DS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-020-D1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-020-D1HS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-020-D1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-020-D1NS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-020-E1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-020-E1BS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
CCF-020-E1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-020-E1DS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCF-020-E1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-020-E1HS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCF-020-E1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-020-E1NS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCF-050-C1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1/4" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-050-C1BS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 1/4" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCF-050-C1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1/2" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCF-050-C1DS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 1/2" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCF-050-C1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 3/8" Barb 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-050-C1HS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 3/8" Barb 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCF-050-C1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 570cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCF-050-C1NS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 570cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCF-050-D1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1/4" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-050-D1BS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 1/4" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-050-D1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1/2" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-050-D1DS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 1/2" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-050-D1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 3/8" Barb 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-050-D1HS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 3/8" Barb 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-050-D1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 1150cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	188,00
CCF-050-D1NS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 1150cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	215,00
CCF-050-E1B	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1/4" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-050-E1BS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 1/4" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCF-050-E1D	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1/2" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-050-E1DS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 1/2" NPTM 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCF-050-E1H	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 3/8" Barb 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-050-E1HS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 3/8" Barb 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCF-050-E1N	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob 2300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	268,00
CCF-050-E1NS	PTFE-Kapselfilter CCF hydrophob steril 2300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	295,00
CCFH-020-C1H	PTFE-Kapselfilter CCFH hydrophil steril 900cm2 3/8" Barb / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	167,00
CCG-045-C1B	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 1/4" NPTM 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCG-045-C1D	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 1/2" NPTM 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCG-045-C1H	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 3/8" Barb 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCG-045-C1N	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCG-045-D1B	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 1/4" NPTM 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-045-D1D	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 1/2" NPTM 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-045-D1N	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-045-E1B	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 1/4" NPTM 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-045-E1D	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 1/2" NPTM 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-045-E1H	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 3/8" Barb 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-045-E1N	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1-1.5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-1-C1B	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 1/4" NPTM 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCG-1-C1D	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 1/2" NPTM 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCG-1-C1N	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCG-1-D1B	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 1/4" NPTM 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-1-D1D	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 1/2" NPTM 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-1-D1H	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 3/8" Barb 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-1-D1N	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 600cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCG-1-E1B	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 1/4" NPTM 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-1-E1D	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 1/2" NPTM 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-1-E1H	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 3/8" Barb 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCG-1-E1N	Glasmikrofaser-Kapselfilter CCG 1200cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1.5-2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-10-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550cm2 1/4" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-10-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550cm2 1/2" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-10-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550cm2 3/8" Barb 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-10-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550cm2 1.5" Sanitär-Flansch 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-10-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100cm2 1/4" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-10-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100cm2 1/2" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-10-D1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100cm2 3/8" Barb 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-10-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100cm2 1.5" Sanitär-Flansch 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
CCP-10-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200cm2 1/4" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-10-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200cm2 1/2" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-10-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200cm2 3/8" Barb 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-10-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200cm2 1.5" Sanitär-Flansch 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-1-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/4" NPTM 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-1-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/2" NPTM 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-1-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 3/8" Barb 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-1-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1.5" Sanitär-Flansch 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-1-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/4" NPTM 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-1-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/2" NPTM 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-1-D1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 3/8" Barb 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-1-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-1-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/4" NPTM 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-1-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/2" NPTM 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-1-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 3/8" Barb 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-1-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 2-5µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-30-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 650cm2 1/4" NPTM 30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-30-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 650cm2 1/2" NPTM 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-30-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 650cm2 3/8" Barb 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-30-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 650cm2 1.5" Sanitär-Flansch 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-30-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1300cm2 1/4" NPTM 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-30-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1300cm2 1/2" NPTM 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-30-D1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1300cm2 3/8" Barb 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-30-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1300cm2 1.5" Sanitär-Flansch 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-30-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2600cm2 1/4" NPTM 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-30-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2600cm2 1/2" NPTM 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-30-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2600cm2 3/8" Barb 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-30-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2600cm2 1.5" Sanitär-Flansch 20-30µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-3-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 600cm2 1/4" NPTM 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-3-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 600cm2 1/2" NPTM 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-3-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 600cm2 1.5" Sanitär-Flansch 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-3-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1200cm2 1/4" NPTM 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,60
CCP-3-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1200cm2 1/2" NPTM 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,60
CCP-3-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1200cm2 1.5" Sanitär-Flansch 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,60
CCP-3-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2400cm2 1/4" NPTM 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-3-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2400cm2 1/2" NPTM 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-3-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2400cm2 3/8" Barb 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-3-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2400cm2 1.5" Sanitär-Flansch 5-10µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-7-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/4" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-7-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/2" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-7-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 3/8" Barb 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-7-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1.5" Sanitär-Flansch 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-7-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/4" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-7-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/2" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-7-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-7-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/4" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-7-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/2" NPTM 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-7-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 3/8" Barb 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-7-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 10-20µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-FX-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550 cm2 1/4" NPTM 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-FX-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550 cm2 1/2" NPTM 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-FX-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550 cm2 3/8" Barb 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-FX-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 550 cm2 1.5" Sanitär-Flansch 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-FX-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100 cm2 1/4" NPTM 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-FX-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100 cm2 1/2" NPTM 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-FX-D1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100 cm2 3/8" Barb 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-FX-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1100 cm2 1.5" Sanitär-Flansch 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-FX-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200 cm2 1/4" NPTM 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-FX-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200 cm2 1/2" NPTM 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-FX-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200 cm2 3/8" Barb 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-FX-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2200 cm2 1.5" Sanitär-Flansch 3.0µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
CCP-HX-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/4" NPTM 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-HX-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/2" NPTM 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-HX-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 3/8" Barb 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-HX-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1.5" Sanitär-Flansch 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	67,00
CCP-HX-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/4" NPTM 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-HX-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/2" NPTM 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-HX-D1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 3/8" Barb 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-HX-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-HX-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/4" NPTM 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-HX-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/2" NPTM 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-HX-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 3/8" Barb 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-HX-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-JX-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/4" NPTM 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	73,80
CCP-JX-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1/2" NPTM 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-JX-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 3/8" Barb 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	73,80
CCP-JX-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 500cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	73,80
CCP-JX-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/4" NPTM 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	105,00
CCP-JX-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1/2" NPTM 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-JX-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-JX-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/4" NPTM 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-JX-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1/2" NPTM 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-JX-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 3/8" Barb 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-JX-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 2000cm2 1.5" Sanitär-Flansch 1µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-LX-C1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 400cm2 1/4" NPTM 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	73,80
CCP-LX-C1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 400cm2 1/2" NPTM 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCP-LX-C1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 400cm2 3/8" Barb 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	73,80
CCP-LX-C1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 400cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	73,80
CCP-LX-D1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 800cm2 1/4" NPTM 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-LX-D1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 800cm2 1/2" NPTM 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-LX-D1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 800cm2 3/8" Barb 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-LX-D1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 800cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCP-LX-E1B	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1600cm2 1/4" NPTM 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-LX-E1D	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1600cm2 1/2" NPTM 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-LX-E1H	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1600cm2 3/8" Barb 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCP-LX-E1N	Polypropylen-Kapselfilter CCP hydrophob 1600cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.8µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	114,00
CCS-020-C1BS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	120,00
CCS-020-C1D	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 450cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCS-020-C1DS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCS-020-C1H	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 450cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCS-020-C1HS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	120,00
CCS-020-C1NS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	120,00
CCS-020-D1B	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-020-D1BS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-020-D1D	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-020-D1DS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-020-D1H	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-020-D1HS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-020-D1N	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-020-D1NS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-020-E1B	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-020-E1BS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 1/4" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-020-E1D	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-020-E1DS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 1/2" NPTM 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-020-E1H	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-020-E1HS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 3/8" Barb 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-020-E1N	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-020-E1NS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.2µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-045-C1B	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 450cm2 1/4" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCS-045-C1BS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 1/4" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	120,00
CCS-045-C1D	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 450cm2 1/2" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.
CCS-045-C1DS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 1/2" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	a.A.

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
CCS-045-C1H	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 450cm2 3/8" Barb 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCS-045-C1N	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 450cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	93,90
CCS-045-C1NS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 450cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	120,00
CCS-045-D1B	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 1/4" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-045-D1BS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 1/4" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-045-D1D	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 1/2" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-045-D1DS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 1/2" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-045-D1H	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 3/8" Barb 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-045-D1HS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 3/8" Barb 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-045-D1N	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 900cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	135,00
CCS-045-D1NS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 900cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	161,00
CCS-045-E1B	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 1/4" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-045-E1BS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 1/4" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-045-E1D	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 1/2" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-045-E1DS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 1/2" NPTM 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-045-E1H	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 3/8" Barb 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-045-E1HS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 3/8" Barb 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
CCS-045-E1N	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil 1800cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	201,00
CCS-045-E1NS	Polyethersulfon-Kapselfilter CCS hydrophil steril 1800cm2 1.5" Sanitär-Flansch 0.45µm / Gewebezucht, Fermentationsbrühe							1 St.	227,00
DP070.035	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 35mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	19,30
DP070.037	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 37mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	19,30
DP070.045	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 45mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	20,30
DP070.047	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 47mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	20,30
DP070.055	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 55mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	26,70
DP070.070	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 70mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	39,00
DP070.090	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 90mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	57,60
DP070.110	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 110mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	74,70
DP070.125	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 125mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	92,10
DP070.150	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 150mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						50 St.	126,00
DP070.810	Glasfaser-Vorfilter Sorte DP-70 organisches Bindemittel 203x254mm / hohe Bindungskapazität	GF3362						25 St.	310,00
GA055.025	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 25mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	18,90
GA055.037	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 37mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	21,40
GA055.045	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 45mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	25,10
GA055.047	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 47mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	25,10
GA055.050	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 50mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	29,40
GA055.055	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 55mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	30,10
GA055.070	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 70mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	37,20
GA055.090	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 90mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	49,70
GA055.110	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 110mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	76,00
GA055.125	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 125mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	103,00
GA055.150	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 150mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	162,00
GA055.810	Glasfaser-Filter Sorte GA-55 ohne Bindemittel 203x254mm / Mehrzweckfilter, Luftverschmutzung	GF/A / GF50	MGA	GF-1	FV-A		MAG	100 St.	319,00
GA100.025	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 25mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	23,80
GA100.035	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 35mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	30,60
GA100.037	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 37mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	36,20
GA100.045	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 45mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	39,90
GA100.047	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 47mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	39,90
GA100.055	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 55mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	46,60
GA100.070	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 70mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	52,10
GA100.090	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 90mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	63,20
GA100.110	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 110mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	93,60
GA100.125	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 125mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	110,00
GA100.150	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 150mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							100 St.	156,00
GA100.810	Glasfaser-Filter Sorte GA-100 ohne Bindemittel 203x254mm / Mehrzweckfilter Protein- oder Zellablagerungen							50 St.	163,00
GA200.025	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 25mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	18,70
GA200.037	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 37mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	28,60
GA200.045	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 45mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	31,10
GA200.047	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 47mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	31,10
GA200.055	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 55mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	41,70
GA200.070	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 70mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	60,30
GA200.090	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 90mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	78,30

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
GA200.110	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 110mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	104,00
GA200.125	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 125mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	146,00
GA200.150	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 150mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							50 St.	196,00
GA200.810	Glasfaser-Filter Sorte GA-200 203x254mm / viskose Flüssigkeiten und Gels							25	387,00
GB100R.025	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 25mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	17,50
GB100R.037	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 37mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	30,20
GB100R.045	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 45mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	32,40
GB100R.047	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 47mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	32,40
GB100R.055	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 55mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	42,70
GB100R.070	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 70mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	62,70
GB100R.090	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 90mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	81,80
GB100R.110	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 110mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	111,00
GB100R.125	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 125mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	145,00
GB100R.150	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 150mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		100 St.	201,00
GB100R.810	Glasfaser-Filter Sorte GB-100R 203x254mm / DNA/RNA und Proteinablagerung					EPM2000		50 St.	194,00
GB140.025	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 25mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	40,10
GB140.037	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 37mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	48,20
GB140.045	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 45mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	52,40
GB140.047	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 47mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	52,40
GB140.055	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 55mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	69,00
GB140.070	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 70mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	100,00
GB140.090	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 90mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	129,00
GB140.110	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 110mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	172,00
GB140.125	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 125mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	236,00
GB140.150	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 150mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	100 St.	322,00
GB140.810	Glasfaser-Filter Sorte GB-140 ohne Bindemittel 203x254mm / Industrieabfälle	GF/B / GF51	MGB	GF-2	FV-B	APFB	MGB	50 St.	299,00
GC050.025	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 25mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	34,20
GC050.037	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 37mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	45,00
GC050.045	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 45mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	53,20
GC050.047	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 47mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	53,20
GC050.055	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 55mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	68,70
GC050.070	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 70mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	84,20
GC050.090	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 90mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	112,00
GC050.110	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 110mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	160,00
GC050.125	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 125mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	196,00
GC050.150	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 150mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	286,00
GC050.810	Glasfaser-Filter Sorte GC-50 mit Vorfilter ohne Bindemittel 203x254mm / Szintillationszählung	GF/C / GF52	MGC	GF-3	FV-C	APFC	MGC	100 St.	420,00
GC090.025	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 25mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	26,90
GC090.037	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 37mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	42,70
GC090.045	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 45mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	45,20
GC090.047	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 47mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	45,20
GC090.055	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 55mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	59,00
GC090.070	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 70mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	86,30
GC090.090	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 90mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	114,00
GC090.110	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 110mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	154,00
GC090.125	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 125mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	200,00
GC090.150	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 150mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		100 St.	276,00
GC090.810	Glasfaser-Filter Sorte GC-90 203x254mm / klinisches Screening	GF6		85/90		AP15		50 St.	305,00
GD120.025	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 25mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	10,80
GD120.037	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 37mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	14,60
GD120.045	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 45mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	15,40
GD120.047	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 47mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	15,40
GD120.055	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 55mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	25,90
GD120.070	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 70mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	28,10
GD120.090	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 90mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	36,10
GD120.110	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 110mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	52,80
GD120.125	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 125mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	83,50
GD120.150	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 150mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	120,00
GD120.810	Glasfaser-Filter Sorte GD-120 ohne Bindemittel 203x254mm / sehr hohe Bindungskapazität	GF/D / GF53	MGD	GF-4	FV-D	APFD	MGD	50 St.	163,00
GF075.025	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 25mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	60,60
GF075.037	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 37mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	67,40

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
GF075.045	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 45mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	77,40
GF075.047	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 47mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	77,40
GF075.055	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 55mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	101,00
GF075.070	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 70mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	124,00
GF075.090	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 90mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	166,00
GF075.110	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 110mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	236,00
GF075.125	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 125mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	296,00
GF075.150	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 150mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	100 St.	421,00
GF075.810	Glasfaser-Filter Sorte GF-75 ohne Bindemittel 203x254mm / IgC, klären sehr aggressiver Lösungen	GF/F / GF55	MGF	GF-5	FV-F	APFF	MGF	50 St.	697,00
GS025.025	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 25mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	24,60
GS025.037	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 37mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	38,10
GS025.045	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 45mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	41,10
GS025.047	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 47mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	40,70
GS025.055	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 55mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	54,50
GS025.070	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 70mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	78,40
GS025.090	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 90mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	93,90
GS025.110	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 110mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	145,00
GS025.125	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 125mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	187,00
GS025.150	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 150mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	254,00
GS025.810	Glasfaser-Filter Sorte GS-25 organisches Bindemittel 203x254mm / als Vorfilter für <0.65mm Membrane	GF 8 / GF 9		85/70		AP20		100 St.	628,00
H010A013A	Membranfilter PTFE 0.10µm 13mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JVWP		100 St.	219,00
H010A025A	Membranfilter PTFE 0.10µm 25mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JVWP		100 St.	260,00
H010A047A	Membranfilter PTFE 0.10µm 47mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JVWP		100 St.	349,00
H010A090C	Membranfilter PTFE 0.10µm 90mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JVWP		25 St.	253,00
H010A142C	Membranfilter PTFE 0.10µm 142mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JVWP		25 St.	516,00
H010A293D	Membranfilter PTFE 0.10µm 293mm / HPLC, wässrig/organische Gemische							10 St.	730,00
H020A013A	Membranfilter PTFE 0.20µm 13mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JGWP		100 St.	219,00
H020A025A	Membranfilter PTFE 0.20µm 25mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JGWP		100 St.	260,00
H020A047A	Membranfilter PTFE 0.20µm 47mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JGWP		100 St.	349,00
H020A090C	Membranfilter PTFE 0.20µm 90mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JGWP		25 St.	253,00
H020A142C	Membranfilter PTFE 0.20µm 142mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JGWP		25 St.	513,00
H020A293D	Membranfilter PTFE 0.20µm 293mm / HPLC, wässrig/organische Gemische							10 St.	730,00
H050A013A	Membranfilter PTFE 0.50µm 13mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JHWP		100 St.	219,00
H050A025A	Membranfilter PTFE 0.50µm 25mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JHWP		100 St.	260,00
H050A047A	Membranfilter PTFE 0.50µm 47mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JHWP		100 St.	349,00
H050A090C	Membranfilter PTFE 0.50µm 90mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JHWP		25 St.	253,00
H050A142C	Membranfilter PTFE 0.50µm 142mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JHWP		25 St.	513,00
H050A293D	Membranfilter PTFE 0.50µm 293mm / HPLC, wässrig/organische Gemische							10 St.	730,00
H100A013A	Membranfilter PTFE 1.0µm 13mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JAWP		100 St.	219,00
H100A025A	Membranfilter PTFE 1.0µm 25mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JAWP		100 St.	273,00
H100A047A	Membranfilter PTFE 1.0µm 47mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JAWP		100 St.	366,00
H100A090C	Membranfilter PTFE 1.0µm 90mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JAWP		25 St.	265,00
H100A142C	Membranfilter PTFE 1.0µm 142mm / HPLC, wässrig/organische Gemische					JAWP		25 St.	538,00
H100A293D	Membranfilter PTFE 1.0µm 293mm / HPLC, wässrig/organische Gemische							10 St.	766,00
J010A013A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 13mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7582-001				FGLP	TF 200	100 St.	151,00
J010A025A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 25mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7582-002 / TE35				FGLP	TF 200	100 St.	191,00
J010A037A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 37mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	100 St.	210,00
J010A047A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 47mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7582-004 / TE35				FGLP	TF 200	100 St.	254,00
J010A050A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 50mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	TE35					TF 200	100 St.	250,00
J010A090C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 90mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	25 St.	192,00
J010A142C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 142mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	25 St.	236,00
J010A293D	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.10µm 293mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	10 St.	403,00
J020A013A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 13mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7582-001				FGLP	TF 200	100 St.	141,00
J020A025A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 25mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7582-002 / TE35				FGLP	TF 200	100 St.	175,00
J020A037A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 37mm / Gase sterilisieren, Säuren klären						TF 200	100 St.	214,00
J020A047A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 47mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7582-004 / TE35				FGLP	TF 200	100 St.	235,00
J020A050A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 50mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	TE35					TF 200	100 St.	255,00
J020A090C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 90mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	25 St.	187,00
J020A142C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 142mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	25 St.	231,00
J020A293D	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.20µm 293mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FGLP	TF 200	10 St.	395,00
J050A013A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 13mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	TE36				FHLP	TF 450	100 St.	141,00

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
J050A025A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 25mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	TE36				FHLP	TF 450	100 St.	175,00
J050A037A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 37mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FHLP	TF 450	100 St.	214,00
J050A047A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 47mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7585-004 / TE36				FHLP	TF 450	100 St.	235,00
J050A050A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 50mm / Gase sterilisieren, Säuren klären						TF 450	100 St.	255,00
J050A090C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 90mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FHLP		25 St.	187,00
J050A142C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 142mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FHLP	TF 450	25 St.	231,00
J050A293D	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 0.50µm 293mm / Gase sterilisieren, Säuren klären							10 St.	395,00
J100A013A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 13mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FALP	TF 1000	100 St.	141,00
J100A025A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 25mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	TE37				FALP	TF 1000	100 St.	175,00
J100A037A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 37mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7590-003					TF 1000	100 St.	214,00
J100A047A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 47mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	7590-004 / TE37				FALP	TF 1000	100 St.	235,00
J100A050A	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 50mm / Gase sterilisieren, Säuren klären	TE37						100 St.	255,00
J100A090C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 90mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FALP		25 St.	187,00
J100A142C	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 142mm / Gase sterilisieren, Säuren klären					FALP		25 St.	231,00
J100A293D	Membranfilter PTFE hydrophob PP laminiert zur besseren Handhabung 1.0µm 293mm / Gase sterilisieren, Säuren klären							10 St.	395,00
K010A013A	Membranfilter Polycarbonat 0.1µm 13mm / Mikroskopie							100 St.	115,00
K010A025A	Membranfilter Polycarbonat 0.1µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	130,00
K010A047A	Membranfilter Polycarbonat 0.1µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	200,00
K020A013A	Membranfilter Polycarbonat 0.2µm 13mm / Mikroskopie							100 St.	71,90
K020A025A	Membranfilter Polycarbonat 0.2µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	81,50
K020A047A	Membranfilter Polycarbonat 0.2µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	134,00
K020N025A	Membranfilter Polycarbonat schwarz 0.2µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	119,00
K020N047A	Membranfilter Polycarbonat schwarz 0.2µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	177,00
K040A013A	Membranfilter Polycarbonat 0.4µm 13mm / Mikroskopie							100 St.	71,90
K040A025A	Membranfilter Polycarbonat 0.4µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	93,90
K040A047A	Membranfilter Polycarbonat 0.4µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	134,00
K040N025A	Membranfilter Polycarbonat schwarz 0.4µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	130,00
K040N047A	Membranfilter Polycarbonat schwarz 0.4µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	195,00
K080A013A	Membranfilter Polycarbonat 0.8µm 13mm / Mikroskopie							100 St.	81,50
K080A025A	Membranfilter Polycarbonat 0.8µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	87,80
K080A047A	Membranfilter Polycarbonat 0.8µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	146,00
K800A013A	Membranfilter Polycarbonat 8.0µm 13mm / Mikroskopie							100 St.	81,50
K800A025A	Membranfilter Polycarbonat 8.0µm 25mm / Mikroskopie							100 St.	95,40
K800A047A	Membranfilter Polycarbonat 8.0µm 47mm / Mikroskopie							100 St.	146,00
M-085	Stützsieb für Monitor 37mm							100 St.	28,00
PF020.047	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 47mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	30,50
PF020.050	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 50mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	30,50
PF020.055	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 55mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	37,00
PF020.070	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 70mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	63,40
PF020.090	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 90mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	110,00
PF020.110	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 110mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	69,50
PF020.125	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 125mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	80,70
PF020.150	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 150mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	112,00
PF020.300300	Polyflon PTFE Filter hydrophob 2µm 300x300mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	309,00
PF040.047	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 47mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	30,50
PF040.050	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 50mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	30,50
PF040.055	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 55mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	37,00
PF040.070	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 70mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	63,40
PF040.090	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 90mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	110,00
PF040.110	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 110mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	69,50
PF040.125	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 125mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	80,70
PF040.150	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 150mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	112,00
PF040.300300	Polyflon PTFE Filter hydrophob 4µm 300x300mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	309,00
PF050.047	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 47mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							20 St.	25,00
PF050.055	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 55mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							20 St.	29,70
PF050.070	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 70mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							20 St.	51,70
PF050.090	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 90mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							20 St.	85,50
PF050.110	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 110mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	56,20
PF050.125	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 125mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	65,30
PF050.150	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 150mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							10 St.	89,90
PF050.300300	Polyflon PTFE Filter hydrophob 5µm 300x300mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel							5 St.	124,00

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall Sartorius		
PF060.047	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 47mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	41,70	
PF060.055	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 55mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	50,40	
PF060.070	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 70mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	82,20	
PF060.090	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 90mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	145,00	
PF060.110	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 110mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						10 St.	93,10	
PF060.125	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 125mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						10 St.	110,00	
PF060.150	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 150mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						10 St.	148,00	
PF060.300300	Polyflon PTFE Filter hydrophob 6µm 300x300mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						5 St.	207,00	
PF100.047	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 47mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	25,00	
PF100.055	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 55mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	29,70	
PF100.070	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 70mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	51,70	
PF100.090	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 90mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						20 St.	85,50	
PF100.110	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 110mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						10 St.	56,20	
PF100.125	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 125mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						10 St.	65,30	
PF100.150	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 150mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						10 St.	89,90	
PF100.300300	Polyflon PTFE Filter hydrophob 10µm 300x300mm / heiße Säuren, starke Lösungsmittel						5 St.	124,00	
PG60.025	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 25mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	100 St.	77,40	
PG60.026	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 26mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	100 St.	88,90	
PG60.037	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 37mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	100 St.	92,40	
PG60.045	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 45mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	100 St.	101,00	
PG60.047	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 47mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	100 St.	101,00	
PG60.055	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 55mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	100 St.	108,00	
PG60.070	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 70mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	50 St.	151,00	
PG60.090	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 90mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	50 St.	101,00	
PG60.110	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 110mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	50 St.	121,00	
PG60.125	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 125mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	50 St.	141,00	
PG60.150	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 150mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen					Fiberfilm	50 St.	170,00	
PG60.810	PTFE-beschichtetes Glasfaser-Filter hydrophob PG-60 203 x 254 mm / Staubkonzentration in Luft und Abgasen						25 St.	655,00	
QR100.025	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 25mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	54,80	
QR100.037	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 37mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	82,50	
QR100.045	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 45mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	91,90	
QR100.047	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 47mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	91,90	
QR100.055	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 55mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	117,00	
QR100.070	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 70mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	165,00	
QR100.090	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 90mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	226,00	
QR100.110	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 110mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	285,00	
QR100.125	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 125mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	331,00	
QR100.150	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 150mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	100 St.	495,00	
QR100.810	Quarzfaser-Filter QR-100 ohne Bindemittel 203x254mm / hohe chemische Beständigkeit, keine Gasabsorption	QM-A / QF20	MK 360	QF-10	FQ-A	Tissuquartz T293	50 St.	426,00	
QR200.025	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 25mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	51,10	
QR200.037	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 37mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	82,20	
QR200.045	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 45mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	93,20	
QR200.047	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 47mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	93,20	
QR200.055	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 55mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	111,00	
QR200.070	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 70mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	163,00	
QR200.090	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 90mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	233,00	
QR200.110	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 110mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	302,00	
QR200.125	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 125mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	373,00	
QR200.150	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 150mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	525,00	
QR200.810	Quarzfaser-Filter QR-200 anorganisches Bindemittel 203x254mm / erhöhte Temperaturen						50 St.	1.060,00	
S020A082C	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 82mm						25 St.	88,40	
S020A085C	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 85mm						25 St.	102,00	
S020A224D	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 22 x 22cm						10 St.	153,00	
S020A304D	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 30 x 30cm						10 St.	311,00	
S020A330R	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 33cm x 3m						1 St.	211,00	
S045A082C	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 82mm						25 St.	93,90	
S045A085C	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.45µm 85mm						25 St.	104,00	
S045A224D	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.45µm 22 x 22cm						10 St.	156,00	
S045A304D	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.20µm 30 x 30cm						10 St.	249,00	
S045A330R	Blotting-Membran Nitrozellulose CN 0.45µm 33cm x 3m						1 St.	211,00	
T010A013A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.1µm 13mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						100 St.	207,00	

Advantec Laborfiltration

Alle Preise pro Stück in Euro zzgl. ges. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Best.-Nr.	Bezeichnung und / kurzer Applikationshinweis	Äquivalent / Alternative (TYPOGRAPHIE BEACHTEN)						Packungsgröße	Preis
		Whatman/S&S	Munktell	MN	Filalbet	Milipore	Pall		
T010A025A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.1µm 25mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	247,00
T010A047A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.1µm 47mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	317,00
T010A090C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.1µm 90mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	281,00
T010A142C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.1µm 142mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	451,00
T010A293D	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.1µm 293mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							10 St.	414,00
T020A013A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.2µm 13mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	207,00
T020A025A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.2µm 25mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	247,00
T020A047A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.2µm 47mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	339,00
T020A090C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.2µm 90mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	25 St.	272,00
T020A142C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.2µm 142mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	451,00
T020A293D	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.2µm 293mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	10 St.	414,00
T050A013A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.5µm 13mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	207,00
T050A025A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.5µm 25mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	247,00
T050A047A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.5µm 47mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	317,00
T050A090C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.5µm 90mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	25 St.	272,00
T050A142C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.5µm 142mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	25 St.	451,00
T050A293D	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.5µm 293mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	10 St.	414,00
T080A013A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.8µm 13mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	207,00
T080A025A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.8µm 25mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	247,00
T080A047A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.8µm 90mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	317,00
T080A090C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.8µm 47mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	272,00
T080A142C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.8µm 142mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	451,00
T080A293D	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 0.8µm 293mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							10 St.	414,00
T100A013A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 1.0µm 13mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	207,00
T100A025A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 1.0µm 25mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	247,00
T100A047A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 1.0µm 47mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	100 St.	317,00
T100A090C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 1.0µm 90mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	272,00
T100A142C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 1.0µm 142mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren						118	25 St.	451,00
T100A293D	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 1.0µm 293mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							10 St.	414,00
T300A013A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 3.0µm 13mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	207,00
T300A025A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 3.0µm 25mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	247,00
T300A047A	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 3.0µm 47mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							100 St.	342,00
T300A090C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 3.0µm 90mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	294,00
T300A142C	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 3.0µm 142mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							25 St.	451,00
T300A293D	Membran-Filter PTFE hydrophob ungestützt 3.0µm 293mm / klären starker Säuren, Gase sterilisieren							10 St.	414,00
Y008A035A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 35mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	51,90
Y008A047A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 47mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	55,50
Y008A076A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 76mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	121,00
Y008A090A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 90mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	121,00
Y008A124A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 124mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	263,00
Y008A142A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 142mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	263,00
Y008A257A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 257mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	969,00
Y008A293A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 0.8µm 293mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	969,00
Y020A035A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 35mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	51,90
Y020A047A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 47mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	55,50
Y020A076A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 76mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	121,00
Y020A090A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 90mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	121,00
Y020A124A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 124mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	263,00
Y020A142A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 142mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	263,00
Y020A257A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 257mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	969,00
Y020A293A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 2.0µm 293mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	969,00
Y100A035A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 35mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	51,90
Y100A047A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 47mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	51,90
Y100A076A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 76mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	121,00
Y100A090A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 90mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	121,00
Y100A124A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 124mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	263,00
Y100A142A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 142mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	263,00
Y100A257A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 257mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	969,00
Y100A293A	Zelluloseacetat-beschichtetes Polyester Membran-Filter 10.0µm 293mm / zum Klären oder als Vorfilter							100 St.	969,00