

Heraeus Noblelight Linienstrahler

Typ/Beschreibung	Best.-Nr.	Leistung	Zündspannung	Spannung	Strom	Preis
Hg-Hochdruck-Linienstrahler						
HPK 125W	80017490	125 W	180 V	125 V	1,15 A	1.076,00
Hg-Mitteldruck-Linienstrahler						
St 46	80001954	33 W	330 V	55 V (±5 V)	0,6 A	443,00
St 49/1	45000124	35 W	230 V	40 V (±5 V)	1,0 A	373,00
St 75	56001171	80 W	800 V	88 V (±7 V)	0,9 A	527,00
Hg-Niederdruck-Linienstrahler						
93123	80016007	12 W			0,9 A	284,00
HG2	80017485	2,7 W	5 - 7 VDC	3 - 4,5 V	0,15 A	479,00
NK 2/1	56001012	2 W	650 VAC oder 900 VDC	220 V (± 20 V)	0,01 A	284,00
NK 4/1	56001013	3,5 W	1000 VAC oder 900 VDC	200 V (± 40 V)	0,02 A	331,00
NK 4/4	56001636	3,5 W	1000 VAC oder 900 VDC	220 V (± 20 V)	0,02 A	303,00
NK 6/12	56001781	6 W	1000 VAC	320 V	0,025 A	488,00
NK 7/8	80001987	5 W	900 VAC	230 V (± 30 V)	0,02 A	431,00
TUV 6WE Entkeimungslampe	80017693	0,12 W		220 V	0,027 A	80,00
Na-Niederdruck-Linienstrahler						
93122	80048310	14 W	200 V	50 V	0,933 A	334,00
Schwarzlichtlampen (Black Light Blue Lamps)						
TW6W	80017695	0,05 W		220 V	0,027 A	109,00
Linienstrahler-Komplettsystem zur Kalibrierung						
C-100S Linienstrahler-Komplettsystem	80017392					1.299,00
C-150 Lampenhalter m. Kabel u. Stecker	80017393					321,00
C-155-Xe Xenon Ersatzlampe für C100S	80017405					132,00
C-155-Ne Neon Ersatzlampe für C100S	80017404					132,00
C-155-Ar Argon Ersatzlampe für C100S	80017400					132,00
C-155-Kr Krypton Ersatzlampe für C100S	80017403					132,00
C-155-Hg/I Quecksilber/Jod Ersatzlampe für C100S	80017402					132,00
C-155-Hg Quecksilber Ersatzlampe für C100S	80017401					132,00