

# BIOPOINTE PIPETTENSPITZEN KOMPATIBILITÄTSLISTE

	Pipettenspitzen ohne Filter						Pipettenspitzen mit Filter							
	310-xxxx 10 µl	320-xxxx 10 µl EXT	330-xxxx 10 µl EPP	340-xxxx 200 µl	350-xxxx 300 µl	360-xxxx 1000 µl	311-xxxx 10 µl	321-xxxx 10 µl EXT	331-xxxx 10 µl EPP	332-xxxx 20 µl EPP	341-xxxx 20 µl	342-xxxx 100 µl	351-xxxx 200 µl	361-xxxx 1000 µl
<b>BIOHIT</b>														
Proline 0,1-2,5 µl	•	•					•	•						
Proline 5-50 µl				•						•	•			
Proline 100-1000 µl						•								•
M10 0,5-10 µl	•	•					•	•						
M20 2-20 µl			•											
M200 20-200 µl				•	•									
M1000 100-1000 µl						•								•
<b>EPPENDORF</b>														
Reference 2000 0,5-10 µl	•	•	•				•	•	•	•				
Reference 2000 50-200 µl				•	•						•	•	•	
Reference 2000 100-1000 µl						•								•
Research 2100 0,5-10 µl	•	•	•				•	•	•	•				
Research 2100 2-20 µl				•						•	•			
Research 2100 20-200 µl				•	•					•	•		•	
Research 2100 100-1000 µl						•								•
Research Plus 0,5-10 µl	•	•					•	•						
<b>FINNPIPETTE</b>														
4500 0,5-10 µl	•	•					•	•						
4500 20-200 µl				•	•					•	•		•	
4500 200-1000 µl						•								•
<b>GENEMATE</b>														
10 µl	•	•					•	•						
100 µl				•	•					•	•		•	
1000 µl						•								•
<b>GILSON</b>														
P2 0,2-2 µl	•	•					•	•						
P10 0,5-10 µl	•	•					•	•						
P20 2-20 µl				•						•	•			
P200 50-200 µl				•	•					•	•		•	
P1000 200-1000 µl						•								•
<b>NICHIYRO/BENCHMATE</b>														
10 µl	•	•	•				•	•	•	•				
200 µl				•	•					•	•		•	
1000 µl						•								•
<b>RAININ</b>														
PR-2 0,2-2 µl	•	•	•				•	•	•	•				
PR-10 1-10 µl	•	•	•				•	•	•	•				
PR-20 2-20 µl				•						•	•			
PR-200 20-200 µl				•	•					•	•		•	
PR-1000 100-1000 µl						•								•
SL-10 0,5-10 µl	•	•	•				•	•	•	•				
SL-100 10-100 µl				•						•	•		•	
SL-200 20-200 µl				•	•					•	•		•	

# BIOPOINTE PIPETTENSPITZEN KOMPATIBILITÄTSLISTE

	Pipettenspitzen ohne Filter						Pipettenspitzen mit Filter							
	310-xxxx 10 µl	320-xxxx 10 µl EXT	330-xxxx 10 µl EPP	340-xxxx 200 µl	350-xxxx 300 µl	360-xxxx 1000 µl	311-xxxx 10 µl	321-xxxx 10 µl EXT	331-xxxx 10 µl EPP	332-xxxx 20 µl EPP	341-xxxx 20 µl	342-xxxx 100 µl	351-xxxx 200 µl	361-xxxx 1000 µl
SL-1000 100-1000 µl						•								•
<b>VWR</b>														
10 µl	•	•					•	•						
100 µl				•							•	•		
200 µl				•	•						•	•	•	
1000 µl						•								•

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.