

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glasur	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
Laborporzellan						
Tiegel						
LC-J-116	Tiegel, hohe Form, 15mm hoch, 15mm AD, 1,3ml	G2	1150 °C		Stück	1,52
LC-J-117	Tiegel, hohe Form, 20mm hoch, 24mm AD, 5ml	G2	1150 °C		Stück	1,68
LC-J-118	Tiegel, hohe Form, 26mm hoch, 31mm AD, 10ml	G2	1150 °C		Stück	1,76
LC-J-119	Tiegel, hohe Form, 29mm hoch, 35mm AD, 15ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,24
LC-J-234	Tiegel, hohe Form, 32mm hoch, 40mm AD, 25ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,40
LC-J-120	Tiegel, hohe Form, 37mm hoch, 43mm AD, 30ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,48
LC-J-121	Tiegel, hohe Form, 40mm hoch, 50mm AD, 40ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,96
LC-J-122	Tiegel, hohe Form, 43mm hoch, 53mm AD, 50ml	G2	1150 °C		Stück	3,36
LC-J-123	Tiegel, hohe Form, 54mm hoch, 65mm AD, 100ml	G2	1150 °C		Stück	5,12
LC-J-124	Tiegel, hohe Form, 72mm hoch, 88mm AD, 250ml	G2	1150 °C		Stück	6,56
LC-J-134	Tiegel, breite Form, 12mm hoch, 18mm AD, 2ml	G2	1150 °C		Stück	1,52
LC-J-517	Tiegel, breite Form, 16mm hoch, 26mm AD, 5ml	G2	1150 °C		Stück	1,76
LC-J-135	Tiegel, breite Form, 20mm hoch, 32mm AD, 10ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,16
LC-J-136	Tiegel, breite Form, 26mm hoch, 41mm AD, 20ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,24
LC-J-137	Tiegel, breite Form, 31mm hoch, 50mm AD, 30ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	2,96
LC-J-138	Tiegel, breite Form, 37mm hoch, 61mm AD, 50ml	G2	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	4,88
LC-J-139	Tiegel, breite Form, 46mm hoch, 76mm AD, 100ml	G2	1150 °C		Stück	5,12
LC-J-140	Tiegel, breite Form, 52mm hoch, 84mm AD, 150ml	G2	1150 °C		Stück	5,76
LC-J-141	Tiegel, breite Form, 60mm hoch, 102mm AD, 250ml	G2	1150 °C		Stück	7,04
LC-J-518	Tiegel, breite Form, 87mm hoch, 120mm AD, 500ml	G2	1150 °C		Stück	10,40
LC-J-143	Gooch-Tiegel, 29mm AD, 15ml, für 15–16mm Durchmesser Filterpapier	G2	1150 °C		Stück	2,64
LC-J-144	Gooch-Tiegel, 36mm AD, 30ml, für 20–21mm Durchmesser Filterpapier	G2	1150 °C		Stück	4,08
LC-J-145	Gooch-Tiegel, 40mm AD, 50ml, für 23–24mm Durchmesser Filterpapier	G2	1150 °C		Stück	5,60
LC-J-146	Gooch-Tiegel, 55mm AD, 140ml, für 30mm Durchmesser Filterpapier	G2	1150 °C		Stück	8,80
LC-J-148	Tiegel mit porösem Boden, 36mm AD, 25ml, ca. 1,2µm Porosität	G12	autoklavierbar		Stück	22,56
LC-J-149	Tiegel mit porösem Boden, 36mm AD, 25ml, ca. 5µm Porosität	G12	autoklavierbar		Stück	22,56
LC-J-150	Tiegel mit porösem Boden, 36mm AD, 25ml, ca. 15µm Porosität	G12	autoklavierbar		Stück	22,56
Tiegeldeckel						
LC-J-125	Tiegeldeckel, 26mm AD, für Tiegel LC-J-117	G3	1150 °C		Stück	0,96
LC-J-126	Tiegeldeckel, 34mm AD, für Tiegel LC-J-118, LC-J-134, LC-J-135, LC-J-143	G3	1150 °C		Stück	1,20
LC-J-127	Tiegeldeckel, 38mm AD, für Tiegel LC-J-119, LC-J-144, LC-J-147, LC-J-148, LC-J-149, LC-J-150	G3	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	1,04
LC-J-128	Tiegeldeckel, 47mm AD, für Tiegel LC-J-120, LC-J-136, LC-J-142, LC-J-145	G3	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	1,28
LC-J-129	Tiegeldeckel, 53mm AD, für Tiegel LC-J-121, LC-J-137	G3	1150 °C	ISO 1772, DIN 12 904	Stück	1,44
LC-J-529	Tiegeldeckel, 58mm AD, für Tiegel LC-J-122, LC-J-146	G3	1150 °C		Stück	1,52
LC-J-130	Tiegeldeckel, 69mm AD, für Tiegel LC-J-123, LC-J-138	G3	1150 °C		Stück	1,92
LC-J-131	Tiegeldeckel, 80mm AD, für Tiegel LC-J-139	G3	1150 °C		Stück	1,92
LC-J-132	Tiegeldeckel, 93mm AD, für Tiegel LC-J-124, LC-J-140	G3	1150 °C		Stück	2,64
LC-J-133	Tiegeldeckel, 108mm AD, für Tiegel LC-J-141	G3	1150 °C		Stück	3,12
Abdampfschalen						
LC-J-163	Abdampfschale, normalhohe Form, 60mm AD, 35ml	G5	1150 °C		Stück	3,68
LC-J-164	Abdampfschale, normalhohe Form, 75mm AD, 70ml	G5	1150 °C		Stück	3,68

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glasuren	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
LC-J-165	Abdampfschale, normalhohe Form, 80mm AD, 80ml	G5	1150 °C		Stück	4,08
LC-J-166	Abdampfschale, normalhohe Form, 94mm AD, 120ml	G5	1150 °C		Stück	5,12
LC-J-167	Abdampfschale, normalhohe Form, 100mm AD, 150ml	G5	1150 °C		Stück	5,84
LC-J-168	Abdampfschale, normalhohe Form, 115mm AD, 250ml	G5	1150 °C		Stück	7,28
LC-J-169	Abdampfschale, normalhohe Form, 145mm AD, 385ml	G5	1150 °C		Stück	12,56
LC-J-170	Abdampfschale, normalhohe Form, 162mm AD, 525ml	G5	1150 °C		Stück	18,48
LC-J-171	Abdampfschale, normalhohe Form, 185mm AD, 765ml	G5	1150 °C		Stück	28,16
LC-J-172	Abdampfschale, normalhohe Form, 215mm AD, 1285ml	G5	1150 °C		Stück	33,76
LC-J-173	Abdampfschale, normalhohe Form, 265mm AD, 2100ml	G5	1150 °C		Stück	53,60
LC-J-174	Abdampfschale, normalhohe Form, 305mm AD, 3250ml	G5	1150 °C		Stück	61,52
LC-J-613	Abdampfschale, normalhohe Form, 200mm AD, 1700ml	G5	1150 °C		Stück	41,20
LC-J-175	Abdampfschale, niedrige Form, 77mm AD, 100ml	G12	autoklavierbar		Stück	3,68
LC-J-176	Abdampfschale, niedrige Form, 65mm AD, 35ml	G6	1150 °C		Stück	2,72
LC-J-177	Abdampfschale, niedrige Form, 75mm AD, 50ml	G6	1150 °C		Stück	2,88
LC-J-178	Abdampfschale, niedrige Form, 85mm AD, 80ml	G6	1150 °C		Stück	3,44
LC-J-179	Abdampfschale, niedrige Form, 100mm AD, 100ml	G6	1150 °C		Stück	4,40
LC-J-180	Abdampfschale, niedrige Form, 120mm AD, 200ml	G6	1150 °C		Stück	5,28
LC-J-681	Abdampfschale, niedrige Form, 150mm AD, 300ml	G6	1150 °C		Stück	10,88
LC-J-682	Abdampfschale, niedrige Form, 175mm AD, 500ml	G6	1150 °C		Stück	15,44
LC-J-683	Abdampfschale, niedrige Form, 200mm AD, 1000ml	G6	1150 °C		Stück	26,00
LC-J-684	Abdampfschale, niedrige Form, 250mm AD, 1500ml	G6	1150 °C		Stück	51,36
LC-J-685	Abdampfschale, niedrige Form, 300mm AD, 2000ml	G6	1150 °C		Stück	94,72
LC-J-105	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 40mm AD, 25ml	G4	1150 °C		Stück	3,92
LC-J-106	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 70mm AD, 65ml	G4	1150 °C		Stück	5,28
LC-J-107	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 85mm AD, 140ml	G4	1150 °C		Stück	7,04
LC-J-108	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 100mm AD, 200ml	G4	1150 °C		Stück	8,80
LC-J-109	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 125mm AD, 500ml	G4	1150 °C		Stück	15,68
LC-J-110	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 150mm AD, 760ml	G4	1150 °C		Stück	21,60
LC-J-111	Abdampfschale mit Griff (Kasserolle), 175mm AD, 1250ml	G4	1150 °C		Stück	26,48
Mörser und Pistille						
LC-J-701	Mörser und Pistill, 80mm AD, 60ml	G7	autoklavierbar		Stück	5,76
LC-J-702	Mörser und Pistill, 90mm AD, 100ml	G7	autoklavierbar		Stück	7,44
LC-J-703	Mörser und Pistill, 105mm AD, 150ml	G7	autoklavierbar		Stück	10,24
LC-J-704	Mörser und Pistill, 125mm AD, 275ml	G7	autoklavierbar		Stück	14,80
LC-J-705	Mörser und Pistill, 155mm AD, 550ml	G7	autoklavierbar		Stück	23,92
LC-J-706	Mörser und Pistill, 180mm AD, 900ml	G7	autoklavierbar		Stück	31,52
LC-J-707	Mörser und Pistill, 200mm AD, 1500ml	G7	autoklavierbar		Stück	53,76
LC-J-708	Mörser und Pistill, 230mm AD, 2000ml	G7	autoklavierbar		Stück	63,04
LC-J-709	Mörser und Pistill, 285mm AD, 4200ml	G7	autoklavierbar		Stück	178,64
LC-J-710	Mörser und Pistill, 330mm AD, 7000ml	G7	autoklavierbar		Stück	273,44
LC-J-198	Mörser und Pistill, tiefe Form, 70mm AD, 50ml	G7	autoklavierbar		Stück	6,08
LC-J-199	Mörser und Pistill, tiefe Form, 80mm AD, 70ml	G7	autoklavierbar		Stück	6,80
LC-J-200	Mörser und Pistill, tiefe Form, 90mm AD, 150ml	G7	autoklavierbar		Stück	9,04

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glasuren	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
LC-J-201	Mörser und Pistill, tiefe Form, 115mm AD, 275ml	G7	autoklavierbar		Stück	11,44
LC-J-202	Mörser und Pistill, tiefe Form, 130mm AD, 400ml	G7	autoklavierbar		Stück	16,72
LC-J-203	Mörser und Pistill, tiefe Form, 165mm AD, 750ml	G7	autoklavierbar		Stück	24,00
LC-J-204	Mörser und Pistill, tiefe Form, 210mm AD, 1900ml	G7	autoklavierbar		Stück	52,32
LC-J-205	Mörser und Pistill, tiefe Form, 285mm AD, 4000ml	G7	autoklavierbar		Stück	125,28
LC-J-214	Mörser und Pistill, tiefe Form, 256mm AD, 2750ml	G7	autoklavierbar		Stück	89,04
LC-J-252	Pistille, Länge 93mm, für Mörser LC-J-701, LC-J-702	G8	autoklavierbar		Stück	2,72
LC-J-206	Pistille, Länge 114mm, für Mörser LC-J-703, LC-J-198	G8	autoklavierbar		Stück	3,44
LC-J-207	Pistille, Länge 130mm, für Mörser LC-J-704, LC-J-199	G8	autoklavierbar		Stück	4,32
LC-J-208	Pistille, Länge 157mm, für Mörser LC-J-705, LC-J-200	G8	autoklavierbar		Stück	5,76
LC-J-209	Pistille, Länge 180mm, für Mörser LC-J-706, LC-J-201	G8	autoklavierbar		Stück	7,04
LC-J-210	Pistille, Länge 194mm, für Mörser LC-J-707, LC-J-202	G8	autoklavierbar		Stück	8,56
LC-J-211	Pistille, Länge 222mm, für Mörser LC-J-708, LC-J-203	G8	autoklavierbar		Stück	13,36
LC-J-212	Pistille, Länge 262mm, für Mörser LC-J-709, LC-J-204	G8	autoklavierbar		Stück	18,96
LC-J-213	Pistille, Länge 280mm, für Mörser LC-J-710, LC-J-205, LC-J-214	G8	autoklavierbar		Stück	25,52
Trichter						
LC-J-183	Büchnertrichter, 20mm AD, 3ml, für 13mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	3,84
LC-J-184	Büchnertrichter, 50mm AD, 35ml, für 35–40mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	6,56
LC-J-185	Büchnertrichter, 65mm AD, 100ml, für 50–55mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	9,68
LC-J-186	Büchnertrichter, 86mm AD, 200ml, für 70mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	10,48
LC-J-187	Büchnertrichter, 105mm AD, 350ml, für 90mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	13,36
LC-J-188	Büchnertrichter, 127mm AD, 600ml, für 110mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	21,04
LC-J-189	Büchnertrichter, 143mm AD, 800ml, für 110–124mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	24,56
LC-J-190	Büchnertrichter, 172mm AD, 1150ml, für 142–150mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	50,72
LC-J-191	Büchnertrichter, 210mm AD, 2000ml, für 185mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	78,08
LC-J-192	Büchnertrichter, 270mm AD, 4800ml, für 240mm Durchmesser Filterpapier	G3	autoklavierbar		Stück	223,52
LC-J-780	Hirschtrichter, 30mm AD, 10ml, für 10mm Durchmesser Filterpapier	G12	autoklavierbar		Stück	4,32
LC-J-193	Hirschtrichter, 40mm AD, 12ml, für 13–15mm Durchmesser Filterpapier	G12	autoklavierbar		Stück	5,12
LC-J-195	Hirschtrichter, 50mm AD, 25ml, für 25–30mm Durchmesser Filterpapier	G12	autoklavierbar		Stück	5,84
LC-J-196	Hirschtrichter, 75mm AD, 50ml, für 40–47mm Durchmesser Filterpapier	G12	autoklavierbar		Stück	9,20
LC-J-197	Hirschtrichter, 100mm AD, 140ml, für 55mm Durchmesser Filterpapier	G12	autoklavierbar		Stück	10,24
Verbrennungsschiffchen						
LC-J-801	Verbrennungsschiffchen, Länge 80mm, 1,5ml	G1	1150 °C		Stück	2,40
LC-J-802	Verbrennungsschiffchen, Länge 86mm, 2ml	G1	1150 °C		Stück	2,48
LC-J-803	Verbrennungsschiffchen, Länge 90mm, 7ml	G1	1150 °C		Stück	2,64
LC-J-804	Verbrennungsschiffchen, Länge 120mm, 12ml	G1	1150 °C		Stück	3,20
LC-J-801-U	Verbrennungsschiffchen, unglasiert, Länge 80mm, 1,5ml	G12	1150 °C		Stück	1,44
LC-J-802-U	Verbrennungsschiffchen, unglasiert, Länge 86mm, 2ml	G12	1150 °C		Stück	1,68
LC-J-803-U	Verbrennungsschiffchen, unglasiert, Länge 90mm, 7ml	G12	1150 °C		Stück	1,68
LC-J-804-U	Verbrennungsschiffchen, unglasiert, Länge 120mm, 12ml	G12	1150 °C		Stück	2,24
Exsikkator-Platten						
LC-J-901	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 230mm AD, 8 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	15,68
LC-J-931	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 95mm AD, 3 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	10,16

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glasuren	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
LC-J-932	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 115mm AD, 3 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	12,32
LC-J-933	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 140mm AD, 6 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	14,08
LC-J-934	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 165mm AD, 7 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	15,92
LC-J-935	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 190mm AD, 8 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	20,32
LC-J-936	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 230mm AD, 10 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	21,84
LC-J-937	Exsikkatorplatte, ohne Füße, 290mm AD, 13 x 30mm Ø Löcher	G9	autoklavierbar		Stück	30,00
LC-J-153	Exsikkatorplatte, drei kleine Füße, 95mm AD, 3 x 30mm Ø Löcher	G9	1150 °C		Stück	12,08
LC-J-154	Exsikkatorplatte, drei kleine Füße, 115mm AD, 4 x 30mm Ø Löcher	G9	1150 °C		Stück	16,00
LC-J-155	Exsikkatorplatte, drei kleine Füße, 142mm AD, 5 x 30mm Ø Löcher	G9	1150 °C		Stück	16,00
LC-J-156	Exsikkatorplatte, drei kleine Füße, 145mm AD, 7 x 30mm Ø Löcher	G9	1150 °C		Stück	18,40
LC-J-157	Exsikkatorplatte, drei kleine Füße, 190mm AD, 7 x 30mm Ø Löcher	G9	1150 °C		Stück	21,60
LC-J-158	Exsikkatorplatte, drei kleine Füße, 230mm AD, 8 x 30mm Ø Löcher	G9	1150 °C		Stück	23,44
LC-J-159	Exsikkatorplatte, ohne Füße, zahlreiche 5mm Ø Löcher, Mittelloch 23mm Ø, 140mm AD	G9	1150 °C		Stück	16,72
LC-J-160	Exsikkatorplatte, ohne Füße, zahlreiche 5mm Ø Löcher, Mittelloch 23mm Ø, 190mm AD	G9	1150 °C		Stück	18,64
LC-J-161	Exsikkatorplatte, ohne Füße, zahlreiche 5mm Ø Löcher, Mittelloch 23mm Ø, 230mm AD	G9	1150 °C		Stück	21,84
LC-J-1150	Exsikkatorplatte, ohne Füße, zahlreiche 5mm Ø Löcher, Mittelloch 23mm Ø, 290mm AD	G9	1150 °C		Stück	28,56
LC-J-162	Exsikkatorplatte, ohne Füße, zahlreiche 2mm Ø Löcher, Mittelloch 23mm Ø, 230mm AD	G9	1150 °C		Stück	21,60
Spatel						
LC-J-225	Spatel, Länge 205mm	G10	autoklavierbar		Stück	10,96
LC-J-226	Spatel mit Löffel, Länge 100mm, 0,1ml	G10	autoklavierbar		Stück	3,68
LC-J-227	Spatel mit Löffel, Länge 125mm, 0,3ml	G10	autoklavierbar		Stück	4,64
LC-J-228	Spatel mit Löffel, Länge 165mm, 0,5ml	G10	autoklavierbar		Stück	5,36
LC-J-229	Spatel mit Löffel, Länge 198mm, 1,2ml	G10	autoklavierbar		Stück	8,48
LC-J-230	Spatel mit Löffel, Länge 260mm, 5,5ml	G10	autoklavierbar		Stück	10,48
Tüpfelplatten/Färbplatten/Ausstrichplatten						
LC-J-820	Färbplatte/Tüpfelplatte, 94 x 62mm, 6 Vertiefungen	G1	autoklavierbar		Stück	4,80
LC-J-221	Färbplatte/Tüpfelplatte, 115 x 88mm, 12 Vertiefungen	G1	autoklavierbar		Stück	7,68
LC-J-223	Färbplatte/Tüpfelplatte, 117 x 137mm, 30 Vertiefungen	G1	autoklavierbar		Stück	22,72
LC-J-224	Ausstrichplatte, 65 x 50 x 3mm	G12	autoklavierbar		Stück	2,96
Tondreiecke						
LC-J-884	Tondreieck, Schenkellänge 50mm	G12	autoklavierbar		Stück	1,68
LC-J-885	Tondreieck, Schenkellänge 60mm	G12	autoklavierbar		Stück	1,76
LC-J-886	Tondreieck, Schenkellänge 75mm	G12	autoklavierbar		Stück	2,00
Beehive Shelves (Gaseinleitungs-Einsätze/Einsätze für Pneumatische Wann)						
LC-J-651	Beehive Shelf, 60mm AD	G11	autoklavierbar		Stück	2,16
LC-J-652	Beehive Shelf, 75mm AD	G11	autoklavierbar		Stück	2,40
LC-J-653	Beehive Shelf, 85mm AD	G11	autoklavierbar		Stück	2,96
LC-J-654	Beehive Shelf, 100mm AD	G11	autoklavierbar		Stück	4,32
Porous Pots (Tongefäße)						
LC-J-874	Porous Pot, 50mm AD, 150ml				Stück	2,88
LC-J-875	Porous Pot, 60mm AD, 150ml				Stück	3,12
LC-J-876	Porous Pot, 75mm AD, 150ml				Stück	4,88

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glaser	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
Artikel aus Aluminiumoxid						
Tiegel aus Aluminiumoxid						
LC-HACC.0.2	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 6mm hoch, 10mm AD, 0,2ml		1750 °C		Stück	8,13
LC-HACC-1	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 12mm hoch, 17mm AD, 1ml		1750 °C		Stück	9,85
LC-HACC-3	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 22mm hoch, 17mm AD, 3ml		1750 °C		Stück	11,58
LC-HACC-5	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 47mm hoch, 17mm AD, 5ml		1750 °C		Stück	14,15
LC-HACC-5-A	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 17mm hoch, 47mm AD, 5ml		1750 °C		Stück	14,15
LC-HACC-10	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 29mm hoch, 28mm AD, 10ml		1750 °C		Stück	15,38
LC-HACC-15	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 42mm hoch, 28mm AD, 15ml		1750 °C		Stück	18,40
LC-HACC-15-A	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 35mm hoch, 32mm AD, 15ml		1750 °C		Stück	18,40
LC-HACC-20	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 40mm hoch, 32mm AD, 20ml		1750 °C		Stück	21,43
LC-HACC-20-A	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 50mm hoch, 28mm AD, 20ml		1750 °C		Stück	21,43
LC-HACC-30	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 45mm hoch, 35mm AD, 30ml		1750 °C		Stück	25,30
LC-HACC-40	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 52mm hoch, 40mm AD, 40ml		1750 °C		Stück	28,73
LC-HACC-50	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 56mm hoch, 41mm AD, 50ml		1750 °C		Stück	29,98
LC-HACC-60	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 40mm hoch, 55mm AD, 60ml		1750 °C		Stück	32,90
LC-HACC-60-A	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 74mm hoch, 41mm AD, 60ml		1750 °C		Stück	32,90
LC-HACC-80	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 65mm hoch, 47mm AD, 80ml		1750 °C		Stück	37,25
LC-HACC-80-A	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 93mm hoch, 40mm AD, 80ml		1750 °C		Stück	37,25
LC-HACC-100	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 65mm hoch, 52mm AD, 100ml		1750 °C		Stück	41,45
LC-HACC-150	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 89mm hoch, 54mm AD, 150ml		1750 °C		Stück	54,33
LC-HACC-150-A	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 55mm hoch, 70mm AD, 150ml		1750 °C		Stück	54,33
LC-HACC-170	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 87mm hoch, 57mm AD, 170ml		1750 °C		Stück	62,03
LC-HACC-225	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 83mm hoch, 64mm AD, 225ml		1750 °C		Stück	71,50
LC-HACC-250	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 68mm hoch, 80mm AD, 250ml		1750 °C		Stück	80,00
LC-HACC-275	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 75mm hoch, 80mm AD, 275ml		1750 °C		Stück	96,58
LC-HACC-410	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 82mm hoch, 90mm AD, 410ml		1750 °C		Stück	132,03
LC-HACC-450	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 105mm hoch, 84mm AD, 450ml		1750 °C		Stück	155,68
LC-HACC-750	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 215mm hoch, 85mm AD, 750ml		1750 °C		Stück	269,48
LC-HACC-1000	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 168mm hoch, 100mm AD, 1000ml		1750 °C		Stück	385,03
LC-HACC-1500	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 193mm hoch, 105mm AD, 1500ml		1750 °C		Stück	547,53
LC-HACC-2500	Aluminiumoxidtiegel, zylindrisch, 247mm hoch, 127mm AD, 2500ml		1750 °C		Stück	1.026,80
LC-HACHF-5	Aluminiumoxidtiegel, hohe Form, 29mm hoch, 23mm AD, 5ml		1750 °C		Stück	14,15
LC-HACHF-10	Aluminiumoxidtiegel, hohe Form, 23mm hoch, 30mm AD, 10ml		1750 °C		Stück	15,38
LC-HACHF-20	Aluminiumoxidtiegel, hohe Form, 36mm hoch, 39mm AD, 20ml		1750 °C		Stück	21,43
LC-HACHF-50	Aluminiumoxidtiegel, hohe Form, 47mm hoch, 52mm AD, 50ml		1750 °C		Stück	29,98
LC-HACHF-100	Aluminiumoxidtiegel, hohe Form, 65mm hoch, 62mm AD, 100ml		1750 °C		Stück	45,33
LC-HACHF-250	Aluminiumoxidtiegel, hohe Form, 90mm hoch, 82mm AD, 250ml		1750 °C		Stück	108,20
LC-HACLF-10	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 25mm hoch, 39mm AD, 10ml		1750 °C		Stück	15,38
LC-HACLF-20	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 35mm hoch, 50mm AD, 20ml		1750 °C		Stück	21,43
LC-HACLF-25	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 37mm hoch, 43mm AD, 25ml		1750 °C		Stück	24,38
LC-HACLF-30	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 40mm hoch, 56mm AD, 30ml		1750 °C		Stück	25,30
LC-HACLF-50	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 44mm hoch, 61mm AD, 50ml		1750 °C		Stück	29,98

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glaser	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
LC-HACLF-80	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 56mm hoch, 64mm AD, 80ml		1750 °C		Stück	37,25
LC-HACLF-175	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 50mm hoch, 82mm AD, 175ml		1750 °C		Stück	64,48
LC-HACLF-225	Aluminiumoxidtiegel, niedrige Form, 58mm hoch, 87mm AD, 225ml		1750 °C		Stück	82,58
LC-HACCO-2	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 18mm hoch, 18mm AD, 2ml		1750 °C		Stück	10,70
LC-HACCO-5	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 35mm hoch, 27mm AD, 5ml		1750 °C		Stück	12,88
LC-HACCO-20	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 42mm hoch, 33mm AD, 20ml		1750 °C		Stück	20,98
LC-HACCO-30	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 43mm hoch, 48mm AD, 30ml		1750 °C		Stück	28,73
LC-HACCO-50	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 53mm hoch, 46mm AD, 50ml		1750 °C		Stück	33,85
LC-HACCO-100	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 86mm hoch, 64mm AD, 100ml		1750 °C		Stück	62,48
LC-HACCO-150	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 90mm hoch, 63mm AD, 150ml		1750 °C		Stück	50,90
LC-HACCO-170	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 61mm hoch, 80mm AD, 170ml		1750 °C		Stück	73,18
LC-HACCO-200	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 94mm hoch, 73mm AD, 200ml		1750 °C		Stück	98,40
LC-HACCO-250	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 100mm hoch, 82mm AD, 250ml		1750 °C		Stück	115,63
LC-HACCO-300	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 87mm hoch, 91mm AD, 300ml		1750 °C		Stück	115,90
LC-HACCO-500	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 128mm hoch, 88mm AD, 500ml		1750 °C		Stück	172,75
LC-HACCO-750	Aluminiumoxidtiegel, konisch, 125mm hoch, 125mm AD, 750ml		1750 °C		Stück	334,38
Tiegeldeckel aus Aluminiumoxid						
LC-HACD-10	Tiegeldeckel, 10mm AD		1750 °C		Stück	6,53
LC-HACD-15	Tiegeldeckel, 15mm AD		1750 °C		Stück	8,13
LC-HACD-20	Tiegeldeckel, 20mm AD		1750 °C		Stück	10,55
LC-HACD-25	Tiegeldeckel, 25mm AD		1750 °C		Stück	10,70
LC-HACD-28	Tiegeldeckel, 28mm AD		1750 °C		Stück	12,43
LC-HACD-32	Tiegeldeckel, 32mm AD		1750 °C		Stück	12,43
LC-HACD-38	Tiegeldeckel, 38mm AD		1750 °C		Stück	14,15
LC-HACD-48	Tiegeldeckel, 48mm AD		1750 °C		Stück	16,68
LC-HACD-58	Tiegeldeckel, 58mm AD		1750 °C		Stück	19,25
LC-HACD-75	Tiegeldeckel, 75mm AD		1750 °C		Stück	24,38
LC-HACD-90	Tiegeldeckel, 90mm AD		1750 °C		Stück	32,90
LC-HACD-100	Tiegeldeckel, 100mm AD		1750 °C		Stück	35,55
LC-HACD-115	Tiegeldeckel, 115mm AD		1750 °C		Stück	50,90
LC-HACD-125	Tiegeldeckel, 125mm AD		1750 °C		Stück	61,65
LC-HACD-150	Tiegeldeckel, 150mm AD		1750 °C		Stück	76,60
Abdampfschalen aus Aluminiumoxid						
LC-HART-5	Viereckige Abdampfschale, 50 x 26 x 10mm, 5ml		1750 °C		Stück	22,65
LC-HART-10	Viereckige Abdampfschale, 50 x 25 x 19mm, 10ml		1750 °C		Stück	25,30
LC-HART-10A	Viereckige Abdampfschale, 98 x 25 x 10mm, 10ml		1750 °C		Stück	28,73
LC-HART-10B	Viereckige Abdampfschale, 50 x 50 x 15mm, 10ml		1750 °C		Stück	32,90
LC-HART-15	Viereckige Abdampfschale, 85 x 34 x 12mm, 15ml		1750 °C		Stück	33,85
LC-HART-25	Viereckige Abdampfschale, 99 x 25 x 20mm, 25ml		1750 °C		Stück	37,25
LC-HART-25A	Viereckige Abdampfschale, 77 x 51 x 12mm, 25ml		1750 °C		Stück	37,25
LC-HART-30	Viereckige Abdampfschale, 50 x 50 x 27mm, 30ml		1750 °C		Stück	39,75
LC-HART-80	Viereckige Abdampfschale, 124 x 40 x 26mm, 80ml		1750 °C		Stück	53,03
LC-HART-80A	Viereckige Abdampfschale, 80 x 55 x 30mm, 80ml		1750 °C		Stück	53,03

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glaser	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
LC-HART-100	Viereckige Abdampfschale, 101 x 52 x 32mm, 100ml		1750 °C		Stück	69,78
LC-HART-100A	Viereckige Abdampfschale, 125 x 25 x 40mm, 100ml		1750 °C		Stück	69,78
LC-HART-130	Viereckige Abdampfschale, 150 x 67 x 19mm, 130ml		1750 °C		Stück	105,70
LC-HART-130A	Viereckige Abdampfschale, 130 x 60 x 25mm, 130ml		1750 °C		Stück	116,80
LC-HART-140	Viereckige Abdampfschale, 93 x 52 x 42mm, 140ml		1750 °C		Stück	116,80
LC-HART-160	Viereckige Abdampfschale, 120 x 120 x 20mm, 160ml		1750 °C		Stück	152,98
LC-HART-225	Viereckige Abdampfschale, 127 x 51 x 40mm, 225ml		1750 °C		Stück	182,68
LC-HART-240	Viereckige Abdampfschale, 132 x 52 x 42mm, 240ml		1750 °C		Stück	208,25
LC-HART-250	Viereckige Abdampfschale, 100 x 100 x 40mm, 250ml		1750 °C		Stück	216,75
LC-HART-340	Viereckige Abdampfschale, 200 x 90 x 25mm, 340ml		1750 °C		Stück	253,73
LC-HART-1000	Viereckige Abdampfschale, 250 x 160 x 40mm, 1000ml		1750 °C		Stück	415,08
LC-HART-2000	Viereckige Abdampfschale, 250 x 250 x 50mm, 2000ml		1750 °C		Stück	641,80
LC-HACDS-10	Runde Abdampfschale, 10mm hoch, 40mm AD, 10ml		1750 °C		Stück	15,38
LC-HACDS-20	Runde Abdampfschale, 12mm hoch, 50mm AD, 20ml		1750 °C		Stück	21,43
LC-HACDS-40	Runde Abdampfschale, 20mm hoch, 60mm AD, 40ml		1750 °C		Stück	29,98
LC-HACDS-100	Runde Abdampfschale, 32mm hoch, 75mm AD, 100ml		1750 °C		Stück	50,08
LC-HACDS-250	Runde Abdampfschale, 43mm hoch, 101mm AD, 250ml		1750 °C		Stück	80,00
LC-HACDS-450	Runde Abdampfschale, 62mm hoch, 111mm AD, 450ml		1750 °C		Stück	141,28
LC-HACDS-750	Runde Abdampfschale, 40mm hoch, 165mm AD, 750ml		1750 °C		Stück	191,23
Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid						
LC-HACBT-3	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 91 x 12 x 11mm, 3ml		1750 °C		Stück	16,68
LC-HACBT-7	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 86 x 15 x 13mm, 7ml		1750 °C		Stück	21,43
LC-HACBT-15	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 110 x 20 x 18mm, 15ml		1750 °C		Stück	22,65
LC-HACBT-30	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 117 x 30 x 19mm, 30ml		1750 °C		Stück	32,90
LC-HACBT-30A	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 86 x 27 x 27mm, 30ml		1750 °C		Stück	32,90
LC-HACBT-40	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 136 x 27 x 21mm, 40ml		1750 °C		Stück	39,75
LC-HACBT-500	Verbrennungsschiffchen mit Griff und Loch, 255 x 90 x 40mm, 500ml		1750 °C		Stück	359,40
Mörser und Pistille aus Aluminiumoxid						
LC-HAM-1.5	Mörser und Pistill, 18mm hoch, 35mm AD, 1,5ml		1750 °C		Stück	77,60
LC-HAM-7	Mörser und Pistill, 26mm hoch, 50mm AD, 7ml		1750 °C		Stück	85,38
LC-HAM-15	Mörser und Pistill, 31mm hoch, 65mm AD, 15ml		1750 °C		Stück	108,65
LC-HAM-30	Mörser und Pistill, 37mm hoch, 75mm AD, 30ml		1750 °C		Stück	139,70
LC-HAM-80	Mörser und Pistill, 47mm hoch, 100mm AD, 80ml		1750 °C		Stück	232,83
Achat-Mörser und Pistille						
LC-C-100	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 25mm AD, 20mm ID. Gesamthöhe 19mm, Innentiefe 6mm, 1,5ml				Stück	52,83
LC-C-101	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 38mm AD, 29mm ID. Gesamthöhe 25mm, Innentiefe 9mm, 8ml				Stück	56,80
LC-C-102	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 50mm AD, 38mm ID. Gesamthöhe 28mm, Innentiefe 11mm, 10ml				Stück	61,15
LC-C-103	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 64mm AD, 50mm ID. Gesamthöhe 31mm, Innentiefe 13mm, 12ml				Stück	72,98
LC-C-104	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 76mm AD, 63mm ID. Gesamthöhe 35mm, Innentiefe 15mm, 22ml				Stück	105,53
LC-C-105	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 89mm AD, 76mm ID. Gesamthöhe 38mm, Innentiefe 18mm, 50ml				Stück	178,70
LC-C-106	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 100mm AD, 88mm ID. Gesamthöhe 41mm, Innentiefe 23mm, 70ml				Stück	211,05
LC-C-107	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 115mm AD, 105mm ID. Gesamthöhe 46mm, Innentiefe 27mm, 120ml				Stück	327,43
LC-C-108	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 127mm AD, 114mm ID. Gesamthöhe 51mm, Innentiefe 29mm, 135ml				Stück	406,30

Preisliste - Laborporzellan, Artikel aus Aluminiumoxid, Achat-Mörser und Pistille

Bestellnummer	Beschreibung	Glasur	max. Temp.	Konformität	Menge	Preis
LC-C-109	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 139mm AD, 122mm ID. Gesamthöhe 56mm, Innentiefe 30mm, 170ml				Stück	669,23
LC-C-110	Achatmörser und Pistill, oberer Rand 150mm AD, 139mm ID. Gesamthöhe 65mm, Innentiefe 39mm, 290ml				Stück	834,33

Glasuren

- G1: komplett außer Bodenunterseite
- G2: komplett außer Bodenunterseite und Rand
- G3: komplett außer Rand
- G4: komplett außer Rand und Griffoberseite
- G5: komplette Innenseite, teilweise Außenseite
- G6: komplette Innen- und Außenseite, teilweise Bodenunterseite
- G7: Mörser-Außenseite, Pistille außer Schleiffläche
- G8: außer Schleiffläche
- G9: einseitig
- G10: komplett
- G11: komplett außer Boden und Rand
- G12: keine